


CATALOGUE DE VENTE





Le siège



Julius Zorn, le fondateur



Centre d'appels Juzo® France



Une machine pour bas sur-mesure avec couture



Machines pour bas circulaires sans couture



L'atelier couture



Lavage/coloration

Juzo® produit et vend ses premiers bas de compression en 1912. Le fondateur, **Julius Zorn**, définit la mission de l'entreprise qui nous anime encore aujourd'hui : « aider son prochain, c'est l'œuvre de toute une vie ».


























Juzo® aujourd'hui est un des leaders européens de la compression: bas de compression veineuse, vêtements compressifs pour lymphœdème et grands brûlés, bas de maintien, orthèses,...

Dans ses 3 sites de production (Allemagne, Belgique, USA) Juzo® fabrique tous les jours plus de 1.500 produits sur-mesure et 5.500 bas de série.

Forte d'une équipe de plus de 800 collaborateurs, l'entreprise maîtrise toute la chaîne de valeur, de la recherche et développement, en passant par la préparation des fils jusqu'à la fabrication.

La gamme complète de produits vendus en France a été certifiée par l'IFTH aux normes françaises et donne lieu, sous certaines conditions, à remboursement par l'Assurance Maladie.

SOMMAIRE

PAGE 04	Généralités		
PAGE 08	Juzo® Light Line N° art. 5070 / 5800		
PAGE 10	Juzo® Light Line Chaussettes de confort		
PAGE 12	Juzo® Fascination N° art. 4651 / 4652 / 4653 Juzo® Fascination Motif N° art. 4652LG		
PAGE 18	Juzo® Attractive N° art. 4611 / 4612 / 4613		
PAGE 24	Juzo® Confort 2 N° art. 4692 / 4693		
PAGE 26	Juzo® Confort Coton N° art. 4662 / 4663		
PAGE 28	Juzo® Soft N° art. 4681 / 4682 / 4683		
PAGE 32	Juzo® Dynamic N° art. 4632 / 4633		
PAGE 38	Juzo® Expert N° art. 4622 / 4623 / 4624		
PAGE 44	Autour du lymphœdème		
PAGE 57	Juzo® Expert N° art. 4622 Vêtements compressifs pour grands brûlés		
PAGE 59	Accessoires		
PAGE 60	Prise de mesures		
PAGE 64	Feuilles de mesures		
PAGE 78	Coloris et autofix		

CARACTERISTIQUES PRODUITS



La pointe douce et très extensible des produits Juzo® empêche, grâce à sa couture extra-plate, toute compression des orteils.



Chez Juzo® les produits pied-ouvert sont dotés d'une bande douce et souple en partie distale pour ne pas serrer les orteils.



La grande élasticité de nos produits, particulièrement au genou et à la cuisse, procure un grand confort sur la peau, même pour les jambes très larges.



La partie talon garantit un bon maintien, sans striction, notamment au cou-de-pied.



Le tricot élastique Juzo® avec ses propriétés d'allongement particulières s'adapte parfaitement à chaque mouvement.



Autofix avec picots

Autofix avec picots décoré

Autofix avec bandes

Autofix avec bandes

Autofix

Les autofix avec picots et avec bandes procurent un maintien parfait du bas.

Autofix avec picots

Les picots en silicone garantissent une très bonne adhésion et évitent que le bas ne glisse. L'air circule plus facilement entre les points de silicone, évitant ainsi les irritations sur la peau. Ces autofix sont aussi particulièrement adaptés pour les hommes.

Autofix avec picots décoré

Alliance de la parfaite adhésion et de l'élégance.

Autofix avec bandes

Triple bande de silicone.



LES STANDARDS QUALITÉ



Standard Oeko-Tex® 100

Tous les produits en fabrication circulaire et rectiligne chez Juzo® répondent au standard Oeko-Tex® 100. Juzo® garantit ainsi qu'au cours de la fabrication de ses produits les matériaux et méthodes utilisés sont sans danger pour la santé et l'environnement.

Le standard Oeko-Tex® 100 est un système de certification international concernant toutes les étapes de la fabrication de produits textiles. Plus un produit est au contact de la peau plus les critères de sécurité pour la santé qu'il doit remplir sont exigeants.



Contention médicale

Tous les produits de ce catalogue (sauf mention contraire spécifique) sont certifiés par l'ASQUAL et donnent lieu à remboursement.



Marquage CE

Tous les produits Juzo® (sauf le Juzo® Light Line) portent le marquage CE et répondent aux exigences européennes 93/42.



Certification ISO

La société Juzo® a instauré dès 1998 un système qualité et fut une des toutes premières sociétés de sa branche à être certifiée EN ISO 900 et EN 46001. Aujourd'hui Juzo® est certifiée EN ISO 9001 et EN ISO 13485, la norme qui a remplacé EN 46001.



Standard UV 801

Protection optimale contre le soleil (indice de protection 80) avec le Juzo® Expert en classes de compression 2 et 3. Contrôlé et certifié par l'Institut Hohenstein.

REMBOURSEMENTS

Remboursement Sécurité Sociale série

(Juzo® Fascination, Juzo® Attractive, Juzo® Soft, Juzo® Confort 2, Juzo® Confort Coton, Juzo® Dynamic)

	Nomenclature	Tarif de responsabilité TTC
Chaussettes	2V1 201D01.2	22,40 €
Bas	2V4 201D01.8	29,78 €
Collant	2V4 201D01.8 + 201D04.1	42,03 €

Remboursement Sécurité Sociale sur mesure (minimum de remboursement)

	Nomenclature		Tarif de responsabilité TTC	
Juzo® Attractive et Dynamic	bas jarret	pied ouvert	2V1 201D01.2 + 2SV1 201D03.31	23,64 €
Juzo® Attractive et Dynamic	bas jarret	pied fermé	2V1 201D01.2 + 2SV1 201D03.31 + 2SV2 201D03.32	27,26 €
Juzo® Attractive et Dynamic	bas cuisse	pied ouvert	2V4 201D01.8 + 2SV1 201D03.31	31,02 €
Juzo® Attractive et Dynamic	bas cuisse	pied fermé	2V4 201D01.8 + 2SV1 201D03.31 + 2SV2 201D03.32	34,64 €
Juzo® Attractive et Dynamic	collant	pied ouvert	2V4 201D01.8 + 2SV1 201D03.31 + 201D03.34	43,27 €
Juzo® Attractive et Dynamic	collant	pied fermé	2V4 201D01.8 + 2SV1 201D03.31 + 2SV2 201D03.32 + 201D03.34	46,89 €
Juzo® Dynamic et Soft	manchon		201D01.14	26,01 €
Juzo® Dynamic	manchon et mitaine	avec pouce	201D01.14 + 201D03.36	32,26 €
Juzo® Dynamic et Soft	manchon	bandoulière	201D01.14 + 201D03.35	29,34 €
Juzo® Dynamic et Soft	manchon	fixation soutien-gorge	201D01.14 + 201D03.35	29,34 €

	Nomenclature		Tarif de responsabilité TTC	
Juzo® Expert	bas jarret	pied ouvert	2V1 201D00.1 + 2SV1 201D03.31	20,86 €
Juzo® Expert	bas jarret	pied fermé	2V1 201D00.1 + 2SV1 201D03.31	20,86 €
Juzo® Expert	bas cuisse	pied ouvert	2V4 201D00.4 + 2SV1 201D03.31	49,30 €
Juzo® Expert	bas cuisse	pied fermé	2V4 201D00.4 + 2SV1 201D03.31	49,30 €
Juzo® Expert	collant	pied ouvert	2V4 201D00.4 + 2SV1 201D03.31 + 201D03.34	61,55 €
Juzo® Expert	collant	pied fermé	2V4 201D00.4 + 2SV1 201D03.31 + 201D03.34	61,55 €
Juzo® Expert	manchon		201D00.7	24,96 €
Juzo® Expert	manchon	bandoulière	201D00.7 + 201D03.35	28,29 €
Juzo® Expert	manchon	fixation soutien-gorge	201D00.7 + 201D03.35	28,29 €
Juzo® Expert	mitaine	avec pouce	201D03.36	6,25 €
Juzo® Expert	mitaine	avec 5 doigts ouverts/fermés	201D03.36 + 201D03.37	15,63 €
Juzo® Expert	couvre-pied		201D00.6	7,05 €

Les produits Juzo® sont des dispositifs médicaux de classe I ; ils sont inscrits au Titre II de la LPPR et donnent lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie.



CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- 70 deniers
- Finesse de maille
- Grande élasticité
- 8 couleurs

Produits non remboursés.

Juzo® Light Line (5070 / 5800)

Maintien et élégance

Produits de maintien à 70 deniers pour une meilleure prévention des maladies veineuses.



Sable



Sépia



Cachemire




Fumé



Marine



Anthracite



Romance



Noir



Juzo® Light Line (5070) – 70 Deniers

Bas jarret



Coloris	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Cachemire	34015 7706648 7	34015 7706654 8	34015 7706660 9	34015 7706677 7	34015 7706683 8	34015 7706708 8
Noir	34015 7706855 9	34015 7706861 0	34015 7706878 8	34015 7706884 9	34015 7706890 0	34015 7706909 9
Marine	34015 7706915 0	34015 7706921 1	34015 7706938 9	34015 7706944 0	34015 7706950 1	34015 7706967 9
Fumé	34015 7706973 0	34015 7706996 9	34015 7707004 0	34015 7707010 1	34015 7707027 9	34015 7707033 0
Romance	34015 5151258 0	34015 5151264 1	34015 5151270 2	34015 5151287 0	34015 5151293 1	34015 5151301 3
Sépia	34015 5151123 1	34015 5151169 9	34015 5151175 0	34015 5151198 9	34015 5151206 1	34015 5151229 0
Sable	34015 5163988 1	34015 5164019 1	34015 5164048 1	34015 5164054 2	34015 5164077 1	34015 5164083 2

Bas autofix



Coloris	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Cachemire	34015 7707056 9	34015 7707062 0	34015 7707079 8	34015 7707085 9	34015 7707091 0	34015 7707116 0
Noir	34015 7707240 2	34015 7707257 0	34015 7707263 1	34015 7707286 0	34015 7707292 1	34015 7707300 3
Marine	34015 7707317 1	34015 7707323 2	34015 7707346 1	34015 7707352 2	34015 7707464 2	34015 7707470 3
Fumé	34015 7707487 1	34015 7707493 2	34015 7707501 4	34015 7707518 2	34015 7707524 3	34015 7707530 4
Romance	34015 5151382 2	34015 5151399 0	34015 5151407 2	34015 5151413 3	34015 5151436 2	34015 5151442 3
Sépia	34015 5151318 1	34015 5151324 2	34015 5151330 3	34015 5151347 1	34015 5151353 2	34015 5151376 1
Sable	34015 5164108 2	34015 5164189 1	34015 5164203 4	34015 5164232 4	34015 5164255 3	34015 5164261 4

Collants



Coloris	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Cachemire	34015 7690025 6	34015 7690031 7	34015 7690048 5	34015 7690054 6	34015 7690060 7	34015 7690077 5
Noir	34015 7690232 8	34015 7690249 6	34015 7690255 7	34015 7690261 8	34015 7690278 6	34015 7690284 7
Marine	34015 7690290 8	34015 7690309 7	34015 7690315 8	34015 7690321 9	34015 7690338 7	34015 7690344 8
Fumé	34015 7690350 9	34015 7690367 7	34015 7690373 8	34015 7690396 7	34015 7690404 9	34015 7690410 0
Romance	34015 4422956 3	34015 4422962 4	34015 4422979 2	34015 4422985 3	34015 4422991 4	34015 4423016 3
Sépia	34015 4423022 4	34015 4423039 2	34015 4423045 3	34015 4423051 4	34015 4423068 2	34015 4423074 3
Sable	34015 5164367 3	34015 5164373 4	34015 5164396 3	34015 5164404 5	34015 5164427 4	34015 5164433 5

6 tailles jusqu'à 33 cm de tour de cheville et 85 cm de tour de cuisse.

lbs →	93	99	106	113	119	126	132	139	146	152	159	166	172	179	185	192	199	205	210	↓ ft/in
148 cm	1	1	1	1																4' 10"
150 cm	1	1	1	1																4' 11"
153 cm	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3										5'
155 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4							5' 1"
158 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4					5' 2"
160 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5' 3"
163 cm	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	5' 4"
165 cm			2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	5' 5"
168 cm			2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	5' 6"
170 cm			2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	5' 7"
173 cm			2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	5' 8"
175 cm					3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	5' 9"
178 cm								4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	5' 10"
180 cm								4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	5' 11"
183 cm												5	5	5	5	6	6	6	6	6'
185 cm												5	5	5	6	6	6	6	6	6' 1"
	42 kg	45 kg	48 kg	51 kg	54 kg	57 kg	60 kg	63 kg	66 kg	69 kg	72 kg	75 kg	78 kg	81 kg	84 kg	87 kg	90 kg	93 kg	95 kg	

Juzo® Light Line (5800) – 260 Deniers

Chaussettes homme coton



Coloris	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
Anthracite	34015 7484248 0	34015 7484254 1	34015 7484260 2	34015 7484277 0	34015 7484283 1	34015 7484308 1
Noir	34015 7484113 1	34015 7484136 0	34015 7484142 1	34015 7484159 9	34015 7484165 0	34015 7484171 1
Marine	34015 7484188 9	34015 7484194 0	34015 7484202 2	34015 7484219 0	34015 7484225 1	34015 7484231 2

	I	II	III	IV	V	VI
Pointures	36-38	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48
	3½ - 5	5 - 6½	6½ - 8	8 - 9½	9½ - 11	11 - 12½

Maintien et confort

Compression pour femmes

Compression pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie

Autour du lymphœdème

Grands brûlés

Prise de mesures



Juzo® Light Line

Les chaussettes de confort


Les Juzo® Chaussettes de confort apportent un confort thérapeutique pour les pieds sensibles (pieds difformes, pieds froids, transpiration et odeurs, champignons et bactéries, ...).

Le programme apporte des solutions pour tous les pieds à problèmes : des chaussettes thérapeutiques de qualité « Made in Germany ».

Les Juzo® Chaussettes de confort ne sont pas des produits classiques: fibres modernes (notamment la fibre d'argent X-Static), conception double-couche thermorégulatrice, techniques de rembourrage spécifiques.

La fibre d'argent est efficace contre de nombreux champignons et bactéries, diminuant ainsi les risques d'infection.

Juzo® Light Line MED Multi



Idéale pour les diabétiques et les problèmes de rhumatismes.
Disponible en taille II (35-38), III (39-42), IV (43-45) et V (46-48).

75% coton, 12% polypropylène, 8% polyamide, 5% élasthanne



Marine



Noir



Gris

Juzo® Light Line MED Thermo

Chaussettes procurant une forte sensation de chaleur et réduisant la pression sur les pieds



Chaussette et bord particulièrement élastiques

Technologie double-couche pour une meilleure circulation de l'air et une élimination de l'humidité accélérée

Partie pied très élastique

Semelle rembourrée Air-Confort à base de fils X-Static/Coolmax et de laine

Rembourrage des parties sensibles (orteils, cou-de-pied, malléole,...)

Idéale pour les diabétiques et les problèmes de rhumatismes.

Sèche, chaude et duveteuse grâce au contenu coton et la fibre X-Static Coolmax.

Disponible en taille II (35-38), III (39-42), IV (43-45) et V (46-48).

60% coton, 20% polyester Coolmax, 15% polyamide, 3% élasthanne, 2% X-Static argent



Nature



Anthracite

Juzo® Light Line MED X-Static

Chaussette fines à base d'argent pur pour pieds sensibles



Chaussette et bord particulièrement élastiques

Partie pied très élastique

Fibre spéciale pour lutter contre les champignons, les microbes et les odeurs

Fibres spécifiques pour réguler humidité et variations de températures : effet rafraichissant en été et chauffant en hiver.

Idéale pour les diabétiques et les problèmes de rhumatismes, action antimicrobienne.

La fibre X-Static Coolmax régule l'humidité et la température.

Disponible en taille I (36-38), II (38-40), III (40-42), IV (43-45) et V (46-48).

66% coolmax, 21% coton, 8% X-Static argent, 4% élasthanne, 3% polyamide



Noir



Gris argent

X-static®



CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Largeur des mailles et finesse du fil pour plus de transparence
- Utilisation de la microfibre pour faciliter l'enfilage et plus de confort
- Pointe très extensible et coutures extra-plates

Juzo® Fascination (4651 / 4652 / 4653)

Juzo® Fascination Motif (4652LG*)

Transparence et confort, le compromis parfait



Naturel



Bronzé



Violine



Taupe**



Marine



Anthracite



Noir

7 couleurs en classe 1, 2 et 3



*seulement en bas cuisse, classe 2, noir

**en classe 2, bas jarret, bas cuisse et collant

Tableau des mesures



Points de mesure (cm)	Taille					
	0	I	II	III	IV	V
Cuisse (g)	35-47	40-53	46-57	50-62	54-67	58-75
La partie la plus large du mollet (c)	25-30	28-33	31-36	34-39	36-43	39-46
Cheville (b)	17-20	19-22	21-24,5	23,5-26	25-29	28-33

Hauteur	Pointure unique : 37-42	
	Court	Normal
Collant et bas (H*)	< 72	≥ 72
Chaussettes (D**)	< 39	≥ 39

*H : hauteur sol-entrejambe **D : hauteur sol-creux poplité

Juzo® Fascination disponible en bas jarret, bas cuisse et collant, en classes 1, 2 et 3.

Circonférence pour collant : de 80 à 120 cm

Particularités :

- pression en classe 3 supérieure à 28 mmHg
- tableau de taillage très large (tours de cuisse de 35 à 75 cm)
- un produit transparent d'une solidité inégalée
- disponible en pied ouvert avec une couture exceptionnellement plate, en classe 2, en couleurs naturel et noir (en chaussettes, bas et collants).

Le Juzo® Fascination, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies veineuses. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Contre-indications de la compression veineuse (HAS 09/2010) :

- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6
- la microangiopathie diabétique évoluée (pour une pression > 30 mmHg)
- la Phlegmatia coerulea dolens
- la thrombose septique

Fascination (4651) – Classe 1

Bas jarret

		Naturel	Bronzé	Noir
Taille 0	Court	34010 9847608 6	34010 9847620 8	34010 9847643 7
	Normal	34010 9847583 6	34010 9847614 7	34010 9847637 6
Taille 1	Court	34010 9771733 3	34010 9771756 2	34010 9771762 3
	Normal	34010 9771578 0	34010 9771584 1	34010 9771590 2
Taille 2	Court	34010 9771779 1	34010 9771785 2	34010 9771791 3
	Normal	34010 9771609 1	34010 9771615 2	34010 9771621 3
Taille 3	Court	34010 9771816 3	34010 9771822 4	34010 9771839 2
	Normal	34010 9771638 1	34010 9771644 2	34010 9771650 3
Taille 4	Court	34010 9771845 3	34010 9771851 4	34010 9771868 2
	Normal	34010 9771667 1	34010 9771673 2	34010 9771696 1
Taille 5	Court	34010 9771874 3	34010 9771880 4	34010 9771897 2
	Normal	34010 9771704 3	34010 9771710 4	34010 9771727 2

Bas autofix (avec bandes)

		Naturel	Bronzé	Noir
Taille 0	Court	34010 9847672 7	34010 9847695 6	34010 9847726 7
	Normal	34010 9847666 6	34010 9847689 5	34010 9847703 8
Taille 1	Court	34010 9763573 6	34010 9763596 5	34010 9763604 7
	Normal	34010 9763426 5	34010 9763432 6	34010 9763449 4
Taille 2	Court	34010 9763610 8	34010 9763627 6	34010 9763633 7
	Normal	34010 9763455 5	34010 9763461 6	34010 9763478 4
Taille 3	Court	34010 9763656 6	34010 9763662 7	34010 9763679 5
	Normal	34010 9763484 5	34010 9763490 6	34010 9763509 5
Taille 4	Court	34010 9763685 6	34010 9763691 7	34010 9763716 7
	Normal	34010 9763515 6	34010 9763521 7	34010 9763538 5
Taille 5	Court	34010 9763722 8	34010 9763739 6	34010 9763745 7
	Normal	34010 9763544 6	34010 9763550 7	34010 9763567 5

Bas autofix (avec picots)

		Naturel	Bronzé	Noir
Taille 0	Court	34010 9847749 6	34010 9847761 8	34010 9847784 7
	Normal	34010 9847732 8	34010 9847755 7	34010 9847778 6
Taille 1	Court	34010 9763248 3	34010 9763254 4	34010 9763260 5
	Normal	34010 9763082 3	34010 9763107 3	34010 9763099 1
Taille 2	Court	34010 9763277 3	34010 9763283 4	34010 9763308 4
	Normal	34010 9763113 4	34010 9763136 3	34010 9763142 4
Taille 3	Court	34010 9763314 5	34010 9763320 6	34010 9763337 4
	Normal	34010 9763159 2	34010 9763165 3	34010 9763171 4
Taille 4	Court	34010 9763343 5	34010 9763366 4	34010 9763372 5
	Normal	34010 9763188 2	34010 9763194 3	34010 9763202 5
Taille 5	Court	34010 9763389 3	34010 9763395 4	34010 9763403 6
	Normal	34010 9763219 3	34010 9763225 4	34010 9763231 5

Collants


		Naturel	Bronzé	Noir
Taille 0	Court	34010 9847809 7	34010 9847821 9	34010 9847844 8
	Normal	34010 9847790 8	34010 9847815 8	34010 9847838 7
Taille 1	Court	34010 9765224 5	34010 9765230 6	34010 9765247 4
	Normal	34010 9765075 3	34010 9765081 4	34010 9765098 2
Taille 2	Court	34010 9765253 5	34010 9765276 4	34010 9765282 5
	Normal	34010 9765106 4	34010 9765112 5	34010 9765129 3
Taille 3	Court	34010 9765299 3	34010 9765307 5	34010 9765313 6
	Normal	34010 9765135 4	34010 9765141 5	34010 9765158 3
Taille 4	Court	34010 9765336 5	34010 9765342 6	34010 9765359 4
	Normal	34010 9765164 4	34010 9765170 5	34010 9765187 3
Taille 5	Court	34010 9765365 5	34010 9765371 6	34010 9765388 4
	Normal	34010 9765193 4	34010 9765201 6	34010 9765218 4

Fascination (4652) – Classe 2


Bas jarret

		Naturel	Bronzé	Noir	Marine	Anthracite	Violine	Taupe
Taille 0	Court	34010 9847867 7	34010 9847896 7	34010 9847910 0	34010 9847933 9	34010 9847962 9	34010 9847985 8	34015 6326139 1
	Normal	34010 9847850 9	34010 9847873 8	34010 9847904 9	34010 9847927 8	34010 9847956 8	34010 9847979 7	34015 6326518 4
Taille 1	Court	34010 9752612 6	34010 9752718 5	34010 9752500 6	34010 9772075 3	34010 9772081 4	34010 9772098 2	34015 6326145 2
	Normal	34010 9752664 5	34010 9752776 5	34010 9752569 3	34010 9771905 4	34010 9771911 5	34010 9771928 3	34015 6326665 5
Taille 2	Court	34010 9752629 4	34010 9752724 6	34010 9752517 4	34010 9772106 4	34010 9772112 5	34010 9772129 3	34015 6326458 3
	Normal	34010 9752670 6	34010 9752782 6	34010 9752575 4	34010 9771934 4	34010 9771940 5	34010 9771957 3	34015 6332393 8
Taille 3	Court	34010 9752635 5	34010 9752730 7	34010 9752523 5	34010 9772135 4	34010 9772141 5	34010 9772158 3	34015 6326464 4
	Normal	34010 9752687 4	34010 9752799 4	34010 9752581 5	34010 9771963 4	34010 9771986 3	34010 9771992 4	34015 6333091 2
Taille 4	Court	34010 9752641 6	34010 9752747 5	34010 9752546 4	34010 9772164 4	34010 9772170 5	34010 9772187 3	34015 6326470 5
	Normal	34010 9752693 5	34010 9752807 6	34010 9752598 3	34010 9772000 5	34010 9772017 3	34010 9772023 4	34015 6333375 3
Taille 5	Court	34010 9752658 4	34010 9752753 6	34010 9752552 5	34010 9772193 4	34010 9772201 6	34010 9772218 4	34015 6326487 3
	Normal	34010 9752701 7	34010 9752813 7	34010 9752606 5	34010 9772046 3	34010 9772052 4	34010 9772069 2	34015 6333412 5

Bas autofix (avec bandes)

		Naturel	Bronzé	Noir	Marine	Anthracite	Violine	Taupe
	Taille 0							
	Court	34010 9848016 8	34010 9848039 7	34010 9848051 9	34010 9848074 8	34010 9848097 7	34010 9848111 0	34015 6340777 5
	Normal	34010 9847991 9	34010 9848022 9	34010 9848045 8	34010 9848068 7	34010 9848080 9	34010 9848105 9	34015 6343681 2
Taille 1	Court	34010 9752285 2	34010 9752397 2	34010 9751340 9	34010 9764242 0	34010 9764259 8	34010 9764265 9	34015 6340783 6
	Normal	34010 9752345 3	34010 9752440 5	34010 9751400 0	34010 9764070 9	34010 9764087 7	34010 9764093 8	34015 6343698 0
Taille 2	Court	34010 9752291 3	34010 9752405 4	34010 9751357 7	34010 9764271 0	34010 9764288 8	34010 9764294 9	34015 6340808 6
	Normal	34010 9752351 4	34010 9752457 3	34010 9751417 8	34010 9764101 0	34010 9764118 8	34010 9764124 9	34015 6343706 2
Taille 3	Court	34010 9752316 3	34010 9752411 5	34010 9751363 8	34010 9764302 1	34010 9764319 9	34010 9764325 0	34015 6340843 7
	Normal	34010 9752368 2	34010 9752463 4	34010 9752196 1	34010 9764130 0	34010 9764147 8	34010 9764153 9	34015 6344460 5
Taille 4	Court	34010 9752322 4	34010 9752428 3	34010 9751386 7	34010 9764331 1	34010 9764348 9	34010 9764354 0	34015 6342500 7
	Normal	34010 9752374 3	34010 9752486 3	34010 9752204 3	34010 9764176 8	34010 9764182 9	34010 9764199 7	34015 6344611 8
Taille 5	Court	34010 9752339 2	34010 9752434 4	34010 9751392 8	34010 9764360 1	34010 9764377 9	34010 9764383 0	34015 6343356 9
	Normal	34010 9752380 4	34010 9752492 4	34010 9752210 4	34010 9764207 9	34010 9764213 0	34010 9764236 9	34015 6345504 2

Bas autofix (avec picots)


		Naturel	Bronzé	Noir	Marine	Anthracite	Violine	Taupe
	Taille 0							
	Court	34010 9848134 9	34010 9848157 8	34010 9848186 8	34010 9848200 1	34010 9849412 7	34010 9849435 6	34015 6334191 8
	Normal	34010 9848128 8	34010 9848140 0	34010 9848163 9	34010 9848192 9	34010 9849406 6	34010 9849429 5	34011 6337841 3
Taille 1	Court	34010 9751009 5	34010 9751245 7	34010 9751127 6	34010 9763900 0	34010 9763917 8	34010 9763923 9	34015 6334239 7
	Normal	34010 9751185 6	34010 9751297 6	34010 9751067 5	34010 9763751 8	34010 9763975 8	34010 9763768 6	34011 6337858 1
Taille 2	Court	34010 9751133 7	34010 9751251 8	34010 9751015 6	34010 9763946 8	34010 9763952 9	34010 9795797 5	34015 6334245 8
	Normal	34010 9751191 7	34010 9751305 8	34010 9751073 6	34010 9763774 7	34010 9763780 8	34010 9763797 6	34015 6337918 8
Taille 3	Court	34010 9751156 6	34010 9751268 6	34010 9751021 7	34010 9763981 9	34010 9763998 7	34010 9764006 8	34015 6334587 9
	Normal	34010 9751216 7	34010 9751311 9	34010 9751096 5	34010 9763805 8	34010 9763811 9	34010 9763828 7	34015 6337930 0
Taille 4	Court	34010 9751162 7	34010 9751274 7	34010 9751044 6	34010 9764012 9	34010 9764029 7	34010 9764035 8	34015 6335405 5
	Normal	34010 9751222 8	34010 9751328 7	34010 9751104 7	34010 9763834 8	34010 9763840 9	34010 9763857 7	34015 6337947 8
Taille 5	Court	34010 9751179 5	34010 9751280 8	34010 9751050 7	34010 9764041 9	34010 9764058 7	34010 9764064 8	34015 6337812 9
	Normal	34010 9751239 6	34010 9751334 8	34010 9751110 8	34010 9763863 8	34010 9763886 7	34010 9763892 8	34015 6339515 7

Collants


		Naturel	Bronzé	Noir	Marine	Anthracite	Violine	Taupe
	Taille 0							
	Court	34010 9849458 5	34010 9849470 7	34010 9849493 6	34010 9855068 7	34010 9855080 9	34010 9855105 9	34015 6346076 3
	Normal	34010 9849441 7	34010 9849464 6	34010 9849487 5	34010 9855051 9	34010 9855074 8	34010 9855097 7	34015 6346142 5
Taille 1	Court	34010 9765738 7	34010 9765744 8	34010 9765750 9	34010 9765767 7	34010 9765773 8	34010 9765796 7	34015 6346082 4
	Normal	34010 9765394 5	34010 9765402 7	34010 9765419 5	34010 9765425 6	34010 9765431 7	34010 9765448 5	34015 6346159 3
Taille 2	Court	34010 9765804 9	34010 9765810 0	34010 9765827 8	34010 9765833 9	34010 9765856 8	34010 9765862 9	34015 6346099 2
	Normal	34010 9765454 6	34010 9765460 7	34010 9765477 5	34010 9765483 6	34010 9765508 6	34010 9765514 7	34015 6349465 2
Taille 3	Court	34010 9765879 7	34010 9765885 8	34010 9765891 9	34010 9765916 9	34010 9765922 0	34010 9765939 8	34015 6346107 4
	Normal	34010 9765520 8	34010 9765537 6	34010 9765543 7	34010 9765566 6	34010 9765572 7	34010 9765589 5	34015 6350528 0
Taille 4	Court	34010 9765945 9	34010 9765951 0	34010 9765968 8	34010 9765974 9	34010 9765980 0	34010 9765997 8	34015 6346113 5
	Normal	34010 9765595 6	34010 9765603 8	34010 9765626 7	34010 9765632 8	34010 9765649 6	34010 9765655 7	34015 6353389 4
Taille 5	Court	34010 9766005 9	34010 9766011 0	34010 9766028 8	34010 9766034 9	34010 9766040 0	34010 9766057 8	34015 6346136 4
	Normal	34010 9765661 8	34010 9765678 6	34010 9765684 7	34010 9765709 7	34010 9765715 8	34010 9765721 9	34015 6354331 2

Fascination (4652) – Classe 2

Bas jarret pieds ouverts


		Naturel		Noir	
	Taille 0	Court	34010 5412109 8	34010 5412256 6	
		Normal	34010 5410659 0	34010 5412167 8	
	Taille 1	Court	34010 5412115 9	34010 5412262 0	
		Normal	34010 5412055 8	34010 5412173 9	
	Taille 2	Court	34010 5412121 0	34010 5412279 8	
		Normal	34010 5412061 9	34010 5412204 0	
	Taille 3	Court	34010 5412138 8	34010 5412285 9	
		Normal	34010 5412078 7	34010 5412210 1	
	Taille 4	Court	34010 5412144 9	34010 5412291 0	
		Normal	34010 5412084 8	34010 5412227 9	
	Taille 5	Court	34010 5412150 0	34010 5412316 0	
		Normal	34010 5412090 9	34010 5412233 0	

Bas autofix pieds ouverts (avec picots)


		Naturel		Noir	
	Taille 0	Court	34010 5413669 6	34010 5413830 0	
		Normal	34010 5412575 1	34010 5413764 8	
	Taille 1	Court	34010 5413675 7	34010 5413847 8	
		Normal	34010 5412581 2	34010 5413770 9	
	Taille 2	Court	34010 5413681 8	34010 5413853 9	
		Normal	34010 5412598 0	34010 5413793 8	
	Taille 3	Court	34010 5413706 8	34010 5413876 8	
		Normal	34010 5412606 2	34010 5413801 0	
	Taille 4	Court	34010 5413712 9	34010 5413882 9	
		Normal	34010 5413623 8	34010 5413818 8	
	Taille 5	Court	34010 5413729 7	34010 5413899 7	
		Normal	34010 5413646 7	34010 5413824 9	

Fascination Motif (4652LG) – Classe 2

Collants pieds ouverts

		Naturel		Noir	
	Taille 0	Court	34010 5414367 0	34010 5414551 3	
		Normal	34010 5414284 0	34010 5414456 1	
	Taille 1	Court	34010 5414373 1	34010 5414568 1	
		Normal	34010 5414290 1	34010 5414479 0	
	Taille 2	Court	34010 5414396 0	34010 5414574 2	
		Normal	34010 5414309 0	34010 5414485 1	
	Taille 3	Court	34010 5414404 2	34010 5414580 3	
		Normal	34010 5414315 1	34010 5414516 2	
	Taille 4	Court	34010 5414410 3	34010 5414597 1	
		Normal	34010 5414321 2	34010 5414522 3	
	Taille 5	Court	34010 5414433 2	34010 5414605 3	
		Normal	34010 5414344 1	34010 5414545 2	

Bas autofix (avec picots)


		Noir	
	Taille 0	Court	34010 9897150 5
		Normal	34010 9897227 4
	Taille 1	Court	34010 9897167 3
		Normal	34010 9897233 5
	Taille 2	Court	34010 9897173 4
		Normal	34010 9897256 4
	Taille 3	Court	34010 9897196 3
		Normal	34010 9897262 5
	Taille 4	Court	34010 9897204 5
		Normal	34010 9897279 3
	Taille 5	Court	34010 9897210 6
		Normal	34010 9897285 4

Fascination (4653) – Classe 3


Bas jarret

		Naturel		Bronzé		Noir		Marine		Anthracite		Violine	
	Taille 0	Court	34010 9855186 8	34010 9855312 1	34010 9855430 2	34010 9895866 7	34010 9895990 9	34010 9896127 8					
		Normal	34010 9855111 0	34010 9855252 0	34010 9855370 1	34010 9895932 9	34010 9896050 9	34010 9896191 9					
	Taille 1	Court	34010 9855192 9	34010 9855329 9	34010 9855447 0	34010 9895872 8	34010 9896009 7	34010 9896133 9					
		Normal	34010 9855128 8	34010 9855269 8	34010 9855387 9	34010 9895949 7	34010 9896067 7	34010 9896216 9					
	Taille 2	Court	34010 9855200 1	34010 9855335 0	34010 9855453 1	34010 9895889 6	34010 9896015 8	34010 9896156 8					
		Normal	34010 9855134 9	34010 9855275 9	34010 9855393 0	34010 9895955 8	34010 9896073 8	34010 9896222 0					
	Taille 3	Court	34010 9855217 9	34010 9855341 1	34010 9855476 0	34010 9895895 7	34010 9896021 9	34010 9896162 9					
		Normal	34010 9855140 0	34010 9855281 0	34010 9855401 2	34010 9895961 9	34010 9896096 7	34010 9896245 9					
	Taille 4	Court	34010 9855223 0	34010 9855358 9	34010 9855482 1	34010 9895903 9	34010 9896038 7	34010 9896179 7					
		Normal	34010 9855157 8	34010 9855298 8	34010 9855418 0	34010 9895978 7	34010 9896104 9	34010 9896245 9					
	Taille 5	Court	34010 9855246 9	34010 9855364 0	34010 9855499 9	34010 9895926 8	34010 9896044 8	34010 9896185 8					
		Normal	34010 9855163 9	34010 9855306 0	34010 9855424 1	34010 9895984 8	34010 9896110 0	34010 9896251 0					


Bas autofix (avec bandes)

		Naturel	Bronzé	Noir	Marine	Anthracite	Violine
	Taille 0 Court	34010 9855571 2	34010 9855708 2	34010 9855849 2	34010 9896647 1	34010 9896788 1	34010 9896914 4
	Normal	34010 9855507 1	34010 9855631 3	34010 9855772 3	34010 9896713 3	34010 9896848 2	34010 9897428 5
Taille 1	Court	34010 9855588 0	34010 9855714 3	34010 9855855 3	34010 9896653 2	34010 9896794 2	34010 9896920 5
	Normal	34010 9855513 2	34010 9855648 1	34010 9855789 1	34010 9896736 2	34010 9896854 3	34010 9897434 6
Taille 2	Court	34010 9855594 1	34010 9855720 4	34010 9855861 4	34010 9896676 1	34010 9896802 4	34010 9896937 3
	Normal	34010 9855536 1	34010 9855654 2	34010 9855795 2	34010 9896742 3	34010 9896860 4	34010 9897440 7
Taille 3	Court	34010 9855602 3	34010 9855737 2	34010 9855878 2	34010 9896682 2	34010 9896819 2	34010 9896943 4
	Normal	34010 9855542 2	34010 9855660 3	34010 9855803 4	34010 9896759 1	34010 9896877 2	34010 9897457 5
Taille 4	Court	34010 9855619 1	34010 9855743 3	34010 9855884 3	34010 9896699 0	34010 9896825 3	34010 9896966 3
	Normal	34010 9855559 0	34010 9855677 1	34010 9855826 3	34010 9896765 2	34010 9896883 3	34010 9897463 6
Taille 5	Court	34010 9855625 2	34010 9855766 2	34010 9855890 4	34010 9896707 2	34010 9896831 4	34010 9896972 4
	Normal	34010 9855565 1	34010 9855683 2	34010 9855832 4	34010 9896771 3	34010 9896908 3	34010 9897486 5

Bas autofix (avec picots)

		Naturel	Bronzé	Noir	Marine	Anthracite	Violine
	Taille 0 Court	34010 9855967 3	34010 9856116 4	34010 9856234 5	34010 9896268 8	34010 9896392 0	34010 9896529 0
	Normal	34010 9855909 3	34010 9856033 4	34010 9856174 4	34010 9896328 9	34010 9896469 9	34010 9896587 0
Taille 1	Court	34010 9855973 4	34010 9856122 5	34010 9856240 6	34010 9896274 9	34010 9896400 2	34010 9896535 1
	Normal	34010 9855915 4	34010 9856056 3	34010 9856180 5	34010 9896334 0	34010 9896475 0	34010 9896593 1
Taille 2	Court	34010 9855996 3	34010 9856139 3	34010 9856257 4	34010 9896280 0	34010 9896417 0	34010 9896541 2
	Normal	34010 9855921 5	34010 9856062 4	34010 9856197 3	34010 9896340 1	34010 9896481 1	34010 9896601 3
Taille 3	Court	34010 9856004 4	34010 9856145 4	34010 9856263 5	34010 9896297 8	34010 9896423 1	34010 9896558 0
	Normal	34010 9855938 3	34010 9856079 2	34010 9856205 5	34010 9896357 9	34010 9896498 9	34010 9896618 1
Taille 4	Court	34010 9856010 5	34010 9856151 5	34010 9856286 4	34010 9896305 0	34010 9896446 0	34010 9896564 1
	Normal	34010 9855944 4	34010 9856085 3	34010 9856211 6	34010 9896363 0	34010 9896506 1	34010 9896624 2
Taille 5	Court	34010 9856027 3	34010 9856168 3	34010 9856292 5	34010 9896311 1	34010 9896452 1	34010 9896570 2
	Normal	34010 9855950 5	34010 9856091 4	34010 9856228 4	34010 9896386 9	34010 9896512 2	34010 9896630 3

Collants

		Naturel	Bronzé	Noir	Marine	Anthracite	Violine
	Taille 0 Court	34010 9856375 5	34010 9856493 6	34010 9856636 7	34010 9897492 6	34010 9897629 6	34010 9897747 7
	Normal	34010 9856300 7	34010 9856435 6	34010 9856553 7	34010 9897569 5	34010 9897687 6	34010 9897813 9
Taille 1	Court	34010 9856381 6	34010 9856501 8	34010 9856642 8	34010 9897500 8	34010 9897635 7	34010 9897753 8
	Normal	34010 9856317 5	34010 9856441 7	34010 9856576 6	34010 9897575 6	34010 9897693 7	34010 9897836 8
Taille 2	Court	34010 9856398 4	34010 9856518 6	34010 9856659 6	34010 9897517 6	34010 9897641 8	34010 9897776 7
	Normal	34010 9856323 6	34010 9856458 5	34010 9856582 7	34010 9897581 7	34010 9897701 9	34010 9897842 9
Taille 3	Court	34010 9856406 6	34010 9856524 7	34010 9856665 7	34010 9897523 7	34010 9897658 6	34010 9897782 8
	Normal	34010 9856346 5	34010 9856464 6	34010 9856599 5	34010 9897598 5	34010 9897718 7	34010 9897859 7
Taille 4	Court	34010 9856412 7	34010 9856530 8	34010 9856671 8	34010 9897546 6	34010 9897664 7	34010 9897799 6
	Normal	34010 9856352 6	34010 9856470 7	34010 9856607 7	34010 9897606 7	34010 9897724 8	34010 9897865 8
Taille 5	Court	34010 9856429 5	34010 9856547 6	34010 9856688 6	34010 9897552 7	34010 9897670 8	34010 9897807 8
	Normal	34010 9856369 4	34010 9856487 5	34010 9856613 8	34010 9897612 8	34010 9897730 9	34010 9897871 9




CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Utilisation de la microfibre pour faciliter l'enfilage et augmenter le confort
- Extensibilité de la pointe et coutures extra-plates

Juzo® Attractive (4611 / 4612 / 4613)
La référence confort

Juzo® Attractive, la combinaison parfaite de la beauté et du plaisir de porter des bas.



Miel

Cannelle

Graphite

Moka

Ebène

5 couleurs en classe 1, 2 et 3



Tableau des mesures



Points de mesure (cm)	Taille					
	0	I	II	III	IV	V
Cuisse (g)	35-47	40-53	46-57	50-62	54-67	58-75
La partie la plus large du mollet (c)	25-30	28-33	31-36	34-39	36-43	39-46
Cheville (b)	17-20	19-22	21-24,5	23,5-26	25-29	28-33

Hauteur	Court	Normal
Collant et bas (H*)	< 72	≥ 72
Chaussettes (D**)	< 39	≥ 39

Pointure unique : 37-42

*H : hauteur sol-entrejambe **D : hauteur sol-creux poplité

Circonférence pour collant : de 80 à 120 cm

Particularités :

- pression en classe 3 supérieure à 28 mmHg
- tableau de taille très large (tour de cuisse de 35 à 75 cm)
- existe aussi en classe 2 en sur-mesure, en miel ou ébène

Fiche de mesures en page 64.


Le Juzo® Attractive, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies veineuses. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Contre-indications de la compression veineuse (HAS 09/2010) :


- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6
- la microangiopathie diabétique évoluée (pour une pression > 30 mmHg)
- la Phlegmatia coerulea dolens
- la thrombose septique

Attractive (4611) – Classe 1


Bas jarret

				
		Ebène	Cannelle	Miel
Taille 0	Court	34010 9854910 0	34010 9854962 9	34010 9854985 8
	Normal	34010 9854904 9	34010 9854956 8	34010 9854979 7
Taille 1	Court	34010 7335761 4	34010 7335985 4	34010 7517137 9
	Normal	34010 7335755 3	34010 7335979 3	34010 7517120 1
Taille 2	Court	34010 7335784 3	34010 7336016 4	34010 7517166 9
	Normal	34010 7335778 2	34010 7335991 5	34010 7517143 0
Taille 3	Court	34010 7335809 3	34010 7336039 3	34010 7517189 8
	Normal	34010 7335790 4	34010 7336022 5	34010 7517172 0
Taille 4	Court	34010 7335821 5	34010 7336051 5	34010 7517203 1
	Normal	34010 7335815 4	34010 7336045 4	34010 7517195 9
Taille 5	Court	34010 7335844 4	34010 7336074 4	34010 7517232 1
	Normal	34010 7335838 3	34010 7336068 3	34010 7517226 0

Bas autofix (avec bandes)

				
		Ebène	Cannelle	Miel
Taille 0	Court	34010 9855039 7	34010 9845377 3	34010 9845408 4
	Normal	34010 9855022 9	34010 9845360 5	34010 9845383 4
Taille 1	Court	34010 7335436 1	34010 7335643 3	34015 7517025 4
	Normal	34010 7335413 2	34010 7335637 2	34010 7517019 8
Taille 2	Court	34010 7335459 0	34010 7335672 3	34010 7517048 8
	Normal	34010 7335442 2	34010 7335666 2	34010 7517031 0
Taille 3	Court	34010 7335471 2	34010 7335695 2	34010 7517060 0
	Normal	34010 7335465 1	34010 7335689 1	34010 7517054 9
Taille 4	Court	34010 7335494 1	34010 7335726 3	34010 7517083 9
	Normal	34010 7335488 0	34010 7335703 4	34010 7517077 8
Taille 5	Court	34010 7335519 1	34010 7335749 2	34010 7517114 0
	Normal	34010 7335502 3	34010 7335732 4	34010 7517108 9

Collants

				
		Ebène	Cannelle	Miel
Taille 0	Court	34010 9845420 6	34010 9845489 3	34010 9845503 6
	Normal	34010 9845414 5	34010 9845472 5	34010 9845495 4
Taille 1	Court	34010 7336097 3	34010 7336312 7	34010 7517255 0
	Normal	34010 7336080 5	34010 7336306 6	34010 7517249 9
Taille 2	Court	34010 7336111 6	34010 7336335 6	34010 7517278 9
	Normal	34010 7336105 5	34010 7336329 5	34010 7517261 1
Taille 3	Court	34010 7336134 5	34010 7336358 5	34010 7517290 1
	Normal	34010 7336128 4	34010 7336341 7	34010 7517284 0
Taille 4	Court	34010 7336157 4	34010 7336370 7	34010 7517315 1
	Normal	34010 7336140 6	34010 7336364 6	34010 7517309 0
Taille 5	Court	34010 7336186 4	34010 7336393 6	34010 7517338 0
	Normal	34010 7336163 5	34010 7336387 5	34010 7517321 2

Attractive (4612) – Classe 2

Bas jarret

		Ebène	Cannelle	Miel	Moka	Graphite
Taille 0	Court	34010 9845532 6	34010 9845555 5	34010 9845578 4	34010 9845615 6	34010 9845638 5
	Normal	34010 9845526 5	34010 9845549 4	34010 9845561 6	34010 9845609 5	34010 9845621 7
Taille 1	Court	34010 7334767 7	34010 7334997 8	34010 7334885 8	34010 9638098 9	34010 9638193 1
	Normal	34010 7334750 9	34010 7334980 0	34010 7334879 7	34010 9638141 2	34010 9638247 1
Taille 2	Court	34010 7334796 7	34010 7335011 0	34010 7334916 9	34010 9638106 1	34010 9638201 3
	Normal	34010 7334773 8	34010 7335005 9	34010 7334891 9	34010 9638158 0	34010 9638253 2
Taille 3	Court	34010 7334810 0	34010 7335034 9	34010 7334939 8	34010 9638112 2	34010 9638218 1
	Normal	34010 7334804 9	34010 7335028 8	34010 7334922 0	34010 9638164 1	34010 9638276 1
Taille 4	Court	34010 7334833 9	34010 7335057 8	34010 7334951 0	34010 9638129 0	34010 9638224 2
	Normal	34010 7334827 8	34010 7335040 0	34010 7334945 9	34010 9638170 2	34010 9638282 2
Taille 5	Court	34010 7334862 9	34010 7335086 8	34010 7334974 9	34010 9638135 1	34010 9638230 3
	Normal	34010 7334856 8	34010 7335063 9	34010 7334968 8	34010 9638187 0	34010 9638299 0

Bas autofix (avec bandes)

		Ebène	Cannelle	Miel	Moka	Graphite
Taille 0	Court	34010 9845650 7	34010 9845673 6	34010 9845704 7	34010 9845727 6	34010 9845756 6
	Normal	34010 9845644 6	34010 9845667 5	34010 9845696 5	34010 9845710 8	34010 9845733 7
Taille 1	Court	34010 7334112 5	34010 7334336 5	34010 7334218 4	34010 9627077 8	34010 9627195 9
	Normal	34010 7334106 4	34010 7334313 6	34010 7334201 6	34010 9627137 9	34010 9627255 0
Taille 2	Court	34010 7334135 4	34010 7334359 4	34010 7334230 6	34010 9627083 9	34010 9627203 1
	Normal	34010 7334129 3	34010 7334342 6	34010 7334224 5	34010 9627143 0	34010 9638052 1
Taille 3	Court	34010 7334158 3	34010 7334371 6	34010 7334253 5	34010 9627108 9	34010 9627226 0
	Normal	34010 7334141 5	34010 7334365 5	34010 7334247 4	34010 9627166 9	34010 9638069 9
Taille 4	Court	34010 7334170 5	34010 7334394 5	34010 7334282 5	34010 9627114 0	34010 9627232 1
	Normal	34010 7334164 4	34010 7334388 4	34010 7334276 4	34010 9627172 0	34010 9638075 0
Taille 5	Court	34010 7334193 4	34010 7334419 5	34010 7334307 5	34010 9627120 1	34010 9627249 9
	Normal	34010 7334187 3	34010 7334402 7	34010 7334299 3	34010 9627189 8	34010 9638081 1

Attractive (4612) – Classe 2

Bas autofix (avec picots)

		Ebène	Miel	Moka	Graphite
Taille 0	Court	34010 9845779 5	34010 9845791 7	34010 9845822 8	34010 9845845 7
	Normal	34010 9845762 7	34010 9845785 6	34010 9845816 7	34010 9845839 6
Taille 1	Court	34010 7376228 9	34010 7453302 4	34010 9638313 3	34010 9638419 2
	Normal	34010 7376211 1	34010 7453294 2	34010 9638365 2	34010 9638460 4
Taille 2	Court	34010 7376240 1	34010 7453325 3	34010 9638307 2	34010 9638425 3
	Normal	34010 7376234 0	34010 7453319 2	34010 9638371 3	34010 9638477 2
Taille 3	Court	34010 7376263 0	34010 7453348 2	34010 9638336 2	34010 9638431 4
	Normal	34010 7376257 9	34010 7453331 4	34010 9638388 1	34010 9638483 3
Taille 4	Court	34010 7376292 0	34010 7453360 4	34010 9638342 3	34010 9638448 2
	Normal	34010 7376286 9	34010 7453354 3	34010 9638394 2	34010 9638508 3
Taille 5	Court	34010 7376317 0	34010 7453383 3	34010 9638359 1	34010 9638454 3
	Normal	34010 7376300 2	34010 7453377 2	34010 9638402 4	34010 9638514 4

Collants

		Ebène	Cannelle	Miel	Moka	Graphite
Taille 0	Court	34010 9845868 6	34010 9845880 8	34010 9845905 8	34010 9845928 7	34010 9845940 9
	Normal	34010 9845851 8	34010 9845874 7	34010 9845897 6	34010 9845911 9	34010 9845934 8
Taille 1	Court	34010 7335100 1	34010 7335318 0	34010 7335212 1	34010 9638520 5	34010 9639382 8
	Normal	34010 7335092 9	34010 7335301 2	34010 7335206 0	34010 9639324 8	34010 9639442 9
Taille 2	Court	34010 7335123 0	34010 7335330 2	34010 7335235 0	34010 9638537 3	34010 9639399 6
	Normal	34010 7335117 9	34010 7335324 1	34010 7335229 9	34010 9639330 9	34010 9639459 7
Taille 3	Court	34010 7335152 0	34010 7335353 1	34010 7335258 9	34010 9638543 4	34010 9639407 8
	Normal	34010 7335146 9	34010 7335347 0	34010 7335241 1	34010 9639347 7	34010 9639488 7
Taille 4	Court	34010 7335175 9	34010 7335382 1	34010 7335270 1	34010 9638566 3	34010 9639413 9
	Normal	34010 7335169 8	34010 7335376 0	34010 7335264 0	34010 9639353 8	34010 9639465 8
Taille 5	Court	34010 7335198 8	34010 7335407 1	34010 7335293 0	34010 9639318 7	34010 9639436 8
	Normal	34010 7335181 0	34010 7335399 9	34010 7335287 9	34010 9639376 7	34010 9639471 9

Attractive (4613) – Classe 3

Bas jarret

		Ebène	Cannelle	Miel	Moka	Graphite
	Taille 0					
	Court	34010 9845963 8	34010 9894335 9	34010 9845992 8	34010 9894737 1	34010 9894476 9
	Normal	34010 9845957 7	34010 9894275 8	34010 9845986 7	34010 9894660 2	34010 9894393 9
Taille 1	Court	34010 7338995 0	34010 9894341 0	34010 7339109 0	34010 9894743 2	34010 9894482 0
	Normal	34010 7338989 9	34010 9894281 9	34010 7339090 1	34010 9894677 0	34010 9894401 1
Taille 2	Court	34010 7339026 0	34010 9894358 8	34010 7339121 2	34010 9894766 1	34010 9894499 8
	Normal	34010 7339003 1	34010 9894298 7	34010 7339115 1	34010 9894683 1	34010 9894418 9
Taille 3	Court	34010 7339049 9	34010 9894364 9	34010 7339144 1	34010 9894772 2	34010 9894507 0
	Normal	34010 7339032 1	34010 9894306 9	34010 7339138 0	34010 9894708 1	34010 9894424 0
Taille 4	Court	34010 7339061 1	34010 9894370 0	34010 7339167 0	34010 9894789 0	34010 9894513 1
	Normal	34010 7339055 0	34010 9894312 0	34010 7339150 2	34010 9894714 2	34010 9894430 1
Taille 5	Court	34010 7339084 0	34010 9894387 8	34010 7339196 0	34010 9894795 1	34010 9894536 0
	Normal	34010 7339078 9	34010 9894329 8	34010 7339173 1	34010 9894720 3	34010 9894447 9

Bas autofix (avec picots)

		Ebène	Cannelle	Miel	Moka	Graphite
	Taille 0					
	Court	34010 9846017 7	34010 9894878 1	34010 9846046 7	34010 9895263 4	34010 9895004 3
	Normal	34010 9846000 9	34010 9894803 3	34010 9846023 8	34010 9895205 4	34010 9894938 2
Taille 1	Court	34010 7338558 7	34010 9894884 2	34010 7338653 9	34010 9895286 3	34010 9895010 4
	Normal	34010 7338541 9	34010 9894826 2	34010 7338647 8	34010 9895211 5	34010 9894944 3
Taille 2	Court	34010 7338570 9	34010 9894890 3	34010 7338682 9	34010 9895292 4	34010 9895027 2
	Normal	34010 7338564 8	34010 9894832 3	34010 7338676 8	34010 9895228 3	34010 9894950 4
Taille 3	Court	34010 7338593 8	34010 9894909 2	34010 7338707 9	34010 9895300 6	34010 9895033 3
	Normal	34010 7338587 7	34010 9894849 1	34010 7338699 7	34010 9895234 4	34010 9894967 2
Taille 4	Court	34010 7338618 8	34010 9894915 3	34010 7338736 9	34010 9895317 4	34010 9895056 2
	Normal	34010 7338601 0	34010 9894855 2	34010 7338713 0	34010 9895240 5	34010 9894973 3
Taille 5	Court	34010 7338630 0	34010 9894921 4	34010 7338759 8	34010 9895323 5	34010 9895062 3
	Normal	34010 7338624 9	34010 9894861 3	34010 7338742 0	34010 9895257 3	34010 9894996 2

Collants

		Ebène	Cannelle	Miel	Moka	Graphite
	Taille 0					
	Court	34010 9846069 6	34010 9895406 5	34010 9846081 8	34010 9895783 7	34010 9895524 6
	Normal	34010 9846052 8	34010 9895346 4	34010 9846075 7	34010 9895725 7	34010 9895464 5
Taille 1	Court	34010 7339210 3	34010 9895412 6	34010 7339339 1	34010 9895808 7	34010 9895530 7
	Normal	34010 7339204 2	34010 9895352 5	34010 7339322 3	34010 9895731 8	34010 9895470 6
Taille 2	Court	34010 7339233 2	34010 9895429 4	34010 7339351 3	34010 9895814 8	34010 9895547 5
	Normal	34010 7339227 1	34010 9895369 3	34010 7339345 2	34010 9895748 6	34010 9895487 4
Taille 3	Court	34010 7339262 2	34010 9895435 5	34010 7339374 2	34010 9895820 9	34010 9895553 6
	Normal	34010 7339256 1	34010 9895375 4	34010 7339368 1	34010 9895754 7	34010 9895493 5
Taille 4	Court	34010 7339285 1	34010 9895441 6	34010 7339397 1	34010 9895837 7	34010 9895576 5
	Normal	34010 7339279 0	34010 9895381 5	34010 7339380 3	34010 9895760 8	34010 9895501 7
Taille 5	Court	34010 7339316 2	34010 9895458 4	34010 7339411 4	34010 9895843 8	34010 9895582 6
	Normal	34010 7339291 2	34010 9895398 3	34010 7339405 3	34010 9895777 6	34010 9895518 5



CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Une grande douceur au porter grâce aux microfibres
- Un look dynamique accentué par l'aspect côtelé
- Pointe extensible et coutures extra-plates

Juzo® Confort 2 (4692 / 4693)

Le bien-être au masculin



Naturel



Blanc



Marine



Anthracite



Moka



Noir


6 couleurs en classe 2 et 3



Tableau des mesures



Points de mesure (cm)	Taille				
	I	II	III	IV	V
La partie la plus large du mollet (c)	29-34	32-38	34-43	38-47	41-50
Cheville (b)	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30
Hauteur (D*)	Court			Normal	
	< 40			≥ 40	



Pointure unique : 37-44

*D : hauteur sol-creux poplité

Confort 2 (4692) – Classe 2

Chaussette

		Naturel	Blanc	Marine	Anthracite	Moka	Noir
Taille 1	Court	34010 5387707 1	34011 6380854 5	34010 5366852 5	34010 5367521 9	34011 6380883 5	34010 5367248 5
	Normal	34010 5387788 0	34015 6353685 7	34010 5366680 4	34010 5367478 6	34011 6381003 6	34010 5367113 6
Taille 2	Court	34010 5387713 2	34011 6380802 6	34010 5366875 4	34010 5367538 7	34011 6380943 6	34010 5367260 7
	Normal	34010 5387794 1	34011 6380794 4	34010 5366697 2	34010 5367484 7	34011 6380989 4	34010 5367142 6
Taille 3	Court	34010 5387736 1	34011 6380877 4	34010 5366898 3	34010 5367544 8	34011 6380972 6	34010 5367308 6
	Normal	34010 5387802 3	34011 6380825 5	34010 5366705 4	34010 5367490 8	34011 6381032 6	34010 5367165 5
Taille 4	Court	34010 5387742 2	34011 6380937 5	34010 5366935 5	34010 5367550 9	34011 6380966 5	34010 5367320 8
	Normal	34010 5387819 1	34011 6380819 4	34010 5366786 3	34010 5367509 7	34011 6381049 4	34010 5367194 5
Taille 5	Court	34010 5387765 1	34011 6380920 7	34010 5366941 6	34010 5367567 7	34011 6380995 5	34010 5367343 7
	Normal	34010 5387825 2	34011 6380831 6	34010 5366800 6	34010 5367515 8	34011 6381026 5	34010 5367202 7

Confort 2 (4693) – Classe 3

Chaussette

		Naturel	Blanc	Marine	Anthracite	Moka	Noir
Taille 1	Court	34010 5368265 1	34015 6448859 9	34010 5367018 4	34010 5367656 8	34011 6381084 5	34010 5367426 7
	Normal	34010 5368319 1	34011 6381109 5	34010 5366958 4	34010 5367596 7	34015 6429796 2	34010 5367366 6
Taille 2	Court	34010 5368271 2	34015 6457864 1	34010 5367024 5	34010 5367662 9	34011 6381115 6	34010 5367432 8
	Normal	34010 5368325 2	34011 6381204 7	34010 5366964 5	34010 5367604 9	34011 6381144 6	34010 5367372 7
Taille 3	Court	34010 5368288 0	34011 6381196 5	34010 5367082 5	34010 5367679 7	34011 6381078 4	34010 5367449 6
	Normal	34010 5368331 3	34015 6448919 0	34010 5366970 6	34010 5367610 0	34011 6381167 5	34010 5367389 5
Taille 4	Court	34010 5368294 1	34015 6452565 2	34010 5367099 3	34010 5367685 8	34011 6381090 6	34010 5367455 7
	Normal	34010 5368348 1	34011 6387218 8	34010 5366987 4	34010 5367627 8	34011 6381457 7	34010 5367395 6
Taille 5	Court	34010 5368302 3	34015 6457870 2	34010 5367107 5	34010 5367691 9	34011 6381121 7	34010 5367461 8
	Normal	34010 5368354 2	34015 6448948 0	34010 5367001 6	34010 5367633 9	34011 6381173 6	34010 5367403 8

Le Juzo® Confort 2, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies veineuses. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Contre-indications de la compression veineuse (HAS 09/2010) :

- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6
- la microangiopathie diabétique évoluée (pour une pression > 30 mmHg)
- la Phlegmatia coerulea dolens
- la thrombose septique



CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- 35% de coton pour un maximum de bien-être
- Un nouveau tricot particulièrement résistant
- Un look sportif grâce à la structure côtelée
- En classe 3 une pression supérieure à 33 mmHg

Juzo® Confort Coton (4662 / 4663)

La douceur du coton



Naturel



Marine



Anthracite



Moka



Noir



Coolgrey


6 couleurs en classe 2 et 3



Tableau des mesures



Points de mesure (cm)	Taille					
	I	II	III	IV	V	VI
La partie la plus large du mollet (c)	27-34	29-37	33-41	36-45	39-47	42-50
Cheville (b)	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33
Hauteur (D*)	Court			Normal		
	34-40			40-46		



Pointure unique : 38-45

*D : hauteur sol-creux poplité

Confort Coton (4662) – Classe 2

Chaussette

		Naturel	Marine	Anthracite	Moka	Noir	Coolgrey
Taille 1	Court	34010 9792238 6	34010 9792379 6	34010 9792505 9	34010 9792646 9	34010 9791173 1	34010 2126828 3
	Normal	34010 9791256 1	34010 9792304 8	34010 9792445 8	34010 9792563 9	34010 9791115 1	34010 2126768 2
Taille 2	Court	34010 9792244 7	34010 9792385 7	34010 9792511 0	34010 9792652 0	34010 9791196 0	34010 2126834 4
	Normal	34010 9791262 2	34010 9792310 9	34010 9792451 9	34010 9792586 8	34010 9791121 2	34010 2126774 3
Taille 3	Court	34010 9792250 8	34010 9792391 8	34010 9792528 8	34010 9792669 8	34010 9791204 2	34010 2126840 5
	Normal	34010 9792190 7	34010 9792327 7	34010 9792468 7	34010 9792592 9	34010 9791138 0	34010 2126780 4
Taille 4	Court	34010 9792267 6	34010 9792416 8	34010 9792534 9	34010 9792675 9	34010 9791210 3	34010 2126857 3
	Normal	34010 9792209 6	34010 9792333 8	34010 9792474 8	34010 9792600 1	34010 9791144 1	34010 2126797 2
Taille 5	Court	34010 9792273 7	34010 9792422 9	34010 9792540 0	34010 9792681 0	34010 9791227 1	34010 2126863 4
	Normal	34010 9792215 7	34010 9792356 7	34010 9792480 9	34010 9792617 9	34010 9791150 2	34010 2126805 4
Taille 6	Court	34010 9792296 6	34010 9792439 7	34010 9792557 8	34010 9792698 8	34010 9791233 2	34010 2126886 3
	Normal	34010 9792221 8	34010 9792362 8	34010 9792497 7	34010 9792623 0	34010 9791167 0	34010 2126811 5

Confort Coton (4663) – Classe 3

Chaussette

		Naturel	Marine	Anthracite	Moka	Noir	Coolgrey
Taille 1	Court	34010 9792899 9	34010 9793025 1	34010 9793628 4	34010 9793769 4	34010 9792764 0	34010 2126969 3
	Normal	34010 9792824 1	34010 9792965 1	34010 9793083 1	34010 9793692 5	34010 9792706 0	34010 2126892 4
Taille 2	Court	34010 9792907 1	34010 9793031 2	34010 9793634 5	34010 9793775 5	34010 9792770 1	34010 2126975 4
	Normal	34010 9792830 2	34010 9792971 2	34010 9793108 1	34010 9793700 7	34010 9792712 1	34010 2126900 6
Taille 3	Court	34010 9792913 2	34010 9793048 0	34010 9793640 6	34010 9793781 6	34010 9792787 9	34010 2126981 5
	Normal	34010 9792847 0	34010 9792988 0	34010 9793580 5	34010 9793717 5	34010 9792729 9	34010 2126917 4
Taille 4	Court	34010 9792936 1	34010 9793054 1	34010 9793657 4	34010 9793798 4	34010 9792793 0	34010 2126998 3
	Normal	34010 9792853 1	34010 9792994 1	34010 9793597 3	34010 9793723 6	34010 9792735 0	34010 2126923 5
Taille 5	Court	34010 9792942 2	34010 9793060 2	34010 9793663 5	34010 9793806 6	34010 9792801 2	34010 2127006 4
	Normal	34010 9792876 0	34010 9793002 2	34010 9793605 5	34010 9793746 5	34010 9792741 1	34010 2126946 4
Taille 6	Court	34010 9792959 0	34010 9793077 0	34010 9793686 4	34010 9793812 7	34010 9792818 0	34010 2127012 5
	Normal	34010 9792882 1	34010 9793019 0	34010 9793611 6	34010 9793752 6	34010 9792758 9	34010 2126952 5

Le Juzo® Confort Coton, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies veineuses. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Contre-indications de la compression veineuse (HAS 09/2010) :

- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6
- la microangiopathie diabétique évoluée (pour une pression > 30 mmHg)
- la Phlegmatia coerulea dolens
- la thrombose septique




CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Maximum de microfibres pour faciliter l'enfilage et pour une douceur inégalée
- Un des rares pied ouvert du marché sans aucune couture en partie distale
- Partie distale extensible pour éviter toute striction

Juzo® Soft (4681 / 4682 / 4683)

Le post-opératoire en douceur

Le Juzo® Soft pied-ouvert est particulièrement adapté pour le postopératoire, pour les personnes souffrant d'hypersensibilité des orteils.



Blanc



Chair



Noir

3 couleurs en classe 1, 2 et 3




Tableau des mesures



Points de mesure (cm)	Taille						
	0	I	II	III	IV	V	VI
Cuisses (g)	35-42	41-48	45-52	47-56	54-63	57-66	63-73
La partie la plus large du mollet (c)	26-31	29-34	32-38	34-43	38-47	41-50	44-53
Chevilles (b)	16-18	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33

Hauteur	Court	Normal
Pied ouvert (H*)	< 72	≥ 72
Pied ouvert (D**)	< 40	≥ 40

*H : hauteur sol-entrejambe **D : hauteur sol-creux poplité

Pointure unique : 37-42

Particularités :

- pression en classe 3 supérieure à 28 mmHg
- tableau de taillage très large (tour de cheville de 16 à 33 cm)
- livré avec enfile-bas

Le Juzo® Soft, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies veineuses. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Contre-indications de la compression veineuse (HAS 09/2010) :

- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6
- la microangiopathie diabétique évoluée (pour une pression > 30 mmHg)
- la Phlegmatia coerulea dolens
- la thrombose septique

Soft (4681) – Classe 1

Bas jarret

		Chair	Noir
Taille 0	Court	34010 4423080 9	34010 9779947 6
	Normal	34010 4423097 7	34010 9779870 7
Taille 1	Court	34010 4423105 9	34010 9779953 7
	Normal	34010 4423111 0	34010 9779887 5
Taille 2	Court	34010 4423128 8	34010 9779976 6
	Normal	34010 4423134 9	34010 9779893 6
Taille 3	Court	34010 4423140 0	34010 9779982 7
	Normal	34010 4423157 8	34010 9779901 8
Taille 4	Court	34010 4423163 9	34010 9779999 5
	Normal	34010 4423186 8	34010 9779918 6
Taille 5	Court	34010 4423192 9	34010 9780005 9
	Normal	34010 4423200 1	34010 9779924 7
Taille 6	Court	34010 4423217 9	34010 9780011 0
	Normal	34010 4423223 0	34010 9779930 8

Bas autofix (avec picots)

		Blanc	Chair	Noir
Taille 0	Court	34010 4309390 0	34010 4309415 0	34010 9779189 0
	Normal	34010 4309409 9	34010 4309421 1	34010 9779108 1
Taille 1	Court	34010 4267734 7	34010 4267875 7	34010 9779195 1
	Normal	34010 4267740 8	34010 4267881 8	34010 9779114 2
Taille 2	Court	34010 4267757 6	34010 4267898 6	34010 9779203 3
	Normal	34010 4267763 7	34010 4267906 8	34010 9779120 3
Taille 3	Court	34010 4267786 6	34010 4267912 9	34010 9779226 2
	Normal	34010 4267792 7	34010 4267929 7	34010 9779137 1
Taille 4	Court	34010 4267800 9	34010 4267935 8	34010 9779232 3
	Normal	34010 4267817 7	34010 4267941 9	34010 9779143 2
Taille 5	Court	34010 4267823 8	34010 4267958 7	34010 9779249 1
	Normal	34010 4267846 7	34010 4267964 8	34010 9779166 1
Taille 6	Court	34010 4267852 8	34010 4267970 9	34010 9779255 2
	Normal	34010 4267869 6	34010 4267987 7	34010 9779172 2

Soft (4682) – Classe 2

Bas jarret

		Blanc	Chair	Noir
Taille 0	Court	34010 5105258 6	34010 4423246 9	34010 9780100 1
	Normal	34010 5105181 7	34010 4423252 0	34010 9780028 8
Taille 1	Court	34010 5105264 7	34010 4423269 8	34010 9780117 9
	Normal	34010 5105198 5	34010 4423275 9	34010 9780034 9
Taille 2	Court	34010 5105270 8	34010 4423281 0	34010 9780123 0
	Normal	34010 5105206 7	34010 4423298 8	34010 9780040 0
Taille 3	Court	34010 5105287 6	34010 4423306 0	34010 9780146 9
	Normal	34010 5105212 8	34010 4423312 1	34010 9780057 8
Taille 4	Court	34010 5105293 7	34010 4423329 9	34010 9780152 0
	Normal	34010 5105229 6	34010 4423335 0	34010 9780063 9
Taille 5	Court	34010 5105301 9	34010 4423341 1	34010 9780169 8
	Normal	34010 5105235 7	34010 4423358 9	34010 9780086 8
Taille 6	Court	34010 5105318 7	34010 4423364 0	34010 9780175 9
	Normal	34010 5105241 8	34010 4423370 1	34010 9780092 9

Bas autofix (avec picots)

		Blanc	Chair	Noir
Taille 0	Court	34010 4309438 9	34010 4309450 1	34010 9779338 2
	Normal	34010 4309444 0	34010 4309467 9	34010 9779261 3
Taille 1	Court	34010 4267993 8	34010 4268136 8	34010 9779344 3
	Normal	34010 4268001 9	34010 4268142 9	34010 9779278 1
Taille 2	Court	34010 4268018 7	34010 4268159 7	34010 9779350 4
	Normal	34010 4268024 8	34010 4268165 8	34010 9779284 2
Taille 3	Court	34010 4268030 9	34010 4268171 9	34010 9779367 2
	Normal	34010 4268047 7	34010 4268188 7	34010 9779290 3
Taille 4	Court	34010 4268053 8	34010 4268194 8	34010 9779373 3
	Normal	34010 4268076 7	34010 4268202 0	34010 9779309 2
Taille 5	Court	34010 4268082 8	34010 4268219 8	34010 9779396 2
	Normal	34010 4268099 6	34010 4268225 9	34010 9779315 3
Taille 6	Court	34010 4268107 8	34010 4268231 0	34010 9779404 4
	Normal	34010 4268113 9	34010 4268248 8	34010 9779321 4

Soft (4683) – Classe 3

Bas jarret

		Blanc	Chair	Noir
Taille 0	Court	34010 5105407 8	–	34010 9780258 9
	Normal	34010 5105324 8	–	34010 9780181 0
Taille 1	Court	34010 5105413 9	34010 4620389 4	34010 9780264 0
	Normal	34010 5105330 9	34010 4620395 5	34010 9780198 8
Taille 2	Court	34010 5105436 8	34010 4620403 7	34010 9780270 1
	Normal	34010 5105347 7	34010 4620426 6	34010 9780206 0
Taille 3	Court	34010 5105442 9	34010 4620432 7	34010 9780287 9
	Normal	34010 5105353 8	34010 4620449 5	34010 9780212 1
Taille 4	Court	34010 5105459 7	34010 4620455 6	34010 9780293 0
	Normal	34010 5105376 7	34010 4620461 7	34010 9780229 9
Taille 5	Court	34010 5105465 8	34010 4620478 5	34010 9780301 2
	Normal	34010 5105382 8	34010 4620484 6	34010 9780235 0
Taille 6	Court	34010 5105471 9	–	34010 9780318 0
	Normal	34010 5105399 6	–	34010 9780241 1

Bas autofix (avec picots)

		Blanc	Chair	Noir
Taille 0	Court	34010 9779640 6	34010 9779657 4	34010 9779663 5
	Normal	34010 9779410 5	34010 9779427 3	34010 9779433 4
Taille 1	Court	34010 9779686 4	34010 9779692 5	34010 9779700 7
	Normal	34010 9779456 3	34010 9779462 4	34010 9779479 2
Taille 2	Court	34010 9779717 5	34010 9779723 6	34010 9779746 5
	Normal	34010 9779485 3	34010 9779491 4	34010 9779516 4
Taille 3	Court	34010 9779752 6	34010 9779769 4	34010 9779775 5
	Normal	34010 9779522 5	34010 9779539 3	34010 9779545 4
Taille 4	Court	34010 9779781 6	34010 9779798 4	34010 9779806 6
	Normal	34010 9779551 5	34010 9779568 3	34010 9779574 4
Taille 5	Court	34010 9779812 7	34010 9779829 5	34010 9779835 6
	Normal	34010 9779580 5	34010 9779597 3	34010 9779605 5
Taille 6	Court	34010 9779841 7	34010 9779858 5	34010 9779864 6
	Normal	34010 9779611 6	34010 9779628 4	34010 9779634 5

Manchon Juzo® Soft en sur-mesure

Disponible en classes 2 et 3, avec ou sans autofix (avec picots), en couleur chair et noir.

Ce manchon se caractérise par son extrême douceur (microfibres) et une partie distale sans couture.



Fiche de mesures en page 66.



CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Tricotage solide pour résister aux agressions du quotidien
- Maillage resserré pour un effet massant
- Pas de striction grâce à la densité du maillage

Juzo® Dynamic (4632 / 4633)

Le spécialiste en phlébologie/lymphologie

Le Juzo® Dynamic est particulièrement adapté pour le traitement des lymphœdèmes de taille moyenne et des problèmes veineux des personnes en surpoids (évite les plis de striction).



Platine*



Chair




Noir

3 couleurs en classe 2 et 3



Tableau des mesures

Points de mesure (cm)	Taille					
	I	II	III	IV	V	VI
 Cuisse (g)	43-56	47-62	49-66	55-73	59-77	64-82
Cuisse avec autofix mixte (g)	43-49	47-53	49-57	55-63	59-67	64-72
La partie la plus large du mollet (c)	27-34	29-37	33-41	36-45	39-47	42-50
Cheville (b)	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33

Hauteur	Court	Normal
	Pied ouvert / Pied fermé (H*)	66-72
Pied ouvert / Pied fermé (D**)	34-40	40-46

Pointure unique : 37-42

Fiche de mesures en page 64.


*H : hauteur sol-entrejambe **D : hauteur sol-creux poplité

Particularités :


- une vraie classe 3 (pression supérieure à 30 mmHg)
- remboursé en classe 2 et 3, en sur-mesure et en série
- existe en chaussettes, bas et collants, pied ouvert ou pied fermé

Dynamic (4632) – Classe 2

Chaussettes pied ouvert

		Chair	Noir
Taille 1	Court	34010 9825162 1	34010 2125645 7
	Normal	34010 9824211 7	34010 2125579 5
Taille 2	Court	34010 9825179 9	34010 2125651 8
	Normal	34010 9824228 5	34010 2125585 6
Taille 3	Court	34010 9825185 0	34010 2125668 6
	Normal	34010 9824234 6	34010 2125591 7
Taille 4	Court	34010 9825191 1	34010 2125674 7
	Normal	34010 9825127 0	34010 2125616 7
Taille 5	Court	34010 9825216 1	34010 2125680 8
	Normal	34010 9825133 1	34010 2125622 8
Taille 6	Court	34010 9825222 2	34010 2125697 6
	Normal	34010 9825156 0	34010 2125639 6

Chaussettes pied fermé

		Chair	Noir
Taille 1	Court	34010 9824151 6	34010 2124404 1
	Normal	34010 9824085 4	34010 2124338 9
Taille 2	Court	34010 9824168 4	34010 2124410 2
	Normal	34010 9824091 5	34010 2124344 0
Taille 3	Court	34010 9824174 5	34010 2124427 0
	Normal	34010 9824116 5	34010 2124350 1
Taille 4	Court	34010 9824180 6	34010 2124433 1
	Normal	34010 9824122 6	34010 2124367 9
Taille 5	Court	34010 9824197 4	34010 2124456 0
	Normal	34010 9824139 4	34010 2124373 0
Taille 6	Court	34010 9824205 6	34010 2125562 7
	Normal	34010 9824145 5	34010 2124396 9

Le Juzo® Dynamic, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies lymphatiques. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Contre-indications de la compression veineuse (HAS 09/2010) :

- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6
- la microangiopathie diabétique évoluée (pour une pression > 30 mmHg)
- la Phlegmatia coerulea dolens
- la thrombose septique

Maintien et confort

Compression pour femmes

Compression pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie

Autour du lymphœdème


Grands brûlés

Prise de mesures


Dynamic (4632) – Classe 2

Bas pied ouvert avec autofix

(avec picots)


		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9825423 3	34010 2125906 9	
		Normal	34010 9825357 1	34010 2125846 8	
Taille 2	Court	34010 9825446 2	34010 2125912 0		
	Normal	34010 9825363 2	34010 2125852 9		
Taille 3	Court	34010 9825452 3	34010 2125929 8		
	Normal	34010 9825386 1	34010 2125869 7		
Taille 4	Court	34010 9825469 1	34010 2125935 9		
	Normal	34010 9825392 2	34010 2125875 8		
Taille 5	Court	34010 9825475 2	34010 2125941 0		
	Normal	34010 9825400 4	34010 2125881 9		
Taille 6	Court	34010 9825481 3	34010 2125958 8		
	Normal	34010 9825417 2	34010 2125898 7		

Collants pied ouvert

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9825682 4	34010 2126165 9	
		Normal	34010 9825618 3	34010 2126099 7	
Taille 2	Court	34010 9825699 2	34010 2126171 0		
	Normal	34010 9825624 4	34010 2126107 9		
Taille 3	Court	34010 9825707 4	34010 2126188 8		
	Normal	34010 9825630 5	34010 2126113 0		
Taille 4	Court	34010 9825713 5	34010 2126194 9		
	Normal	34010 9825647 3	34010 2126136 9		
Taille 5	Court	34010 9825736 4	34010 2126202 1		
	Normal	34010 9825653 4	34010 2126142 0		
Taille 6	Court	34010 9825742 5	34010 2126219 9		
	Normal	34010 9825676 3	34010 2126159 8		


Dynamic (4633) – Classe 3

Chaussettes pied ouvert


		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9825943 6	34010 2126432 2	
		Normal	34010 9825877 4	34010 2126366 0	
Taille 2	Court	34010 9825966 5	34010 2126449 0		
	Normal	34010 9825883 5	34010 2126372 1		
Taille 3	Court	34010 9825972 6	34010 2126455 1		
	Normal	34010 9825908 5	34010 2126389 9		
Taille 4	Court	34010 9825989 4	34010 2126461 2		
	Normal	34010 9825914 6	34010 2126395 0		
Taille 5	Court	34010 9825995 5	34010 2126478 0		
	Normal	34010 9825920 7	34010 2126403 2		
Taille 6	Court	34010 9826003 6	34010 2126484 1		
	Normal	34010 9825937 5	34010 2126426 1		

Bas pied fermé avec autofix


(avec picots)

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9825297 0	34010 2125763 8	
		Normal	34010 9825239 0	34010 2125705 8	
Taille 2	Court	34010 9825305 2	34010 2125786 7		
	Normal	34010 9825245 1	34010 2125711 9		
Taille 3	Court	34010 9825311 3	34010 2125792 8		
	Normal	34010 9825251 2	34010 2125728 7		
Taille 4	Court	34010 9825328 1	34010 2125800 0		
	Normal	34010 9825268 0	34010 2125734 8		
Taille 5	Court	34010 9825334 2	34010 2125817 8		
	Normal	34010 9825274 1	34010 2125740 9		
Taille 6	Court	34010 9825340 3	34010 2125823 9		
	Normal	34010 9825280 2	34010 2125757 7		


Collants pied fermé

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9825558 2	34010 2126024 9	
		Normal	34010 9825498 1	34010 2125964 9	
Taille 2	Court	34010 9825564 3	34010 2126030 0		
	Normal	34010 9825506 3	34010 2125970 0		
Taille 3	Court	34010 9825570 4	34010 2126047 8		
	Normal	34010 9825512 4	34010 2125987 8		
Taille 4	Court	34010 9825587 2	34010 2126053 9		
	Normal	34010 9825529 2	34010 2125993 9		
Taille 5	Court	34010 9825593 3	34010 2126076 8		
	Normal	34010 9825535 3	34010 2126001 0		
Taille 6	Court	34010 9825601 5	34010 2126082 9		
	Normal	34010 9825541 4	34010 2126018 8		


Chaussettes pied fermé

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9825819 4	34010 2126283 0	
		Normal	34010 9825759 3	34010 2126225 0	
Taille 2	Court	34010 9825825 5	34010 2126308 0		
	Normal	34010 9825765 4	34010 2126231 1		
Taille 3	Court	34010 9825831 6	34010 2126314 1		
	Normal	34010 9825771 5	34010 2126248 9		
Taille 4	Court	34010 9825848 4	34010 2126320 2		
	Normal	34010 9825788 3	34010 2126254 0		
Taille 5	Court	34010 9825854 5	34010 2126337 0		
	Normal	34010 9825794 4	34010 2126260 1		
Taille 6	Court	34010 9825860 6	34010 2126343 1		
	Normal	34010 9825802 6	34010 2126277 9		

Bas pied ouvert sans autofix


		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 7955647 9	34010 2127489 5	
		Normal	34010 7955653 0	34010 2127414 7	
Taille 2	Court	34010 7955676 9	34010 2127495 6		
	Normal	34010 7955682 0	34010 2127420 8		
Taille 3	Court	34010 7955699 8	34010 2127503 8		
	Normal	34010 7955707 0	34010 2127437 6		
Taille 4	Court	34010 7955713 1	34010 2127526 7		
	Normal	34010 7955736 0	34010 2127443 7		
Taille 5	Court	34010 7955742 1	34010 2127532 8		
	Normal	34010 7955759 9	34010 2127466 6		
Taille 6	Court	34010 7955765 0	34010 2127549 6		
	Normal	34010 7955771 1	34010 2127472 7		

Bas pied fermé sans autofix

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 7955788 9	34010 2127348 5	
		Normal	34010 7955794 0	34010 2127288 4	
Taille 2	Court	34010 7955802 2	34010 2127354 6		
	Normal	34010 7955819 0	34010 2127294 5		
Taille 3	Court	34010 7955825 1	34010 2127360 7		
	Normal	34010 7955831 2	34010 2127302 7		
Taille 4	Court	34010 7955848 0	34010 2127377 5		
	Normal	34010 7955854 1	34010 2127319 5		
Taille 5	Court	34010 7955860 2	34010 2127383 6		
	Normal	34010 7955877 0	34010 2127325 6		
Taille 6	Court	34010 7955883 1	34010 2127408 6		
	Normal	34010 7955914 2	34010 2127331 7		


Bas pied ouvert avec autofix

(avec picots)


		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 7955920 3	34010 2127213 6	
		Normal	34010 7955937 1	34010 2127147 4	
Taille 2	Court	34010 7955943 2	34010 2127236 5		
	Normal	34010 7955966 1	34010 2127153 5		
Taille 3	Court	34010 7955972 2	34010 2127242 6		
	Normal	34010 7955989 0	34010 2127176 4		
Taille 4	Court	34010 7955995 1	34010 2127259 4		
	Normal	34010 7956003 2	34010 2127182 5		
Taille 5	Court	34010 7956026 1	34010 2127265 5		
	Normal	34010 7956032 2	34010 2127199 3		
Taille 6	Court	34010 7956049 0	34010 2127271 6		
	Normal	34010 7956055 1	34010 2127207 5		

Bas pied fermé avec autofix


(avec picots)

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 7956061 2	34010 2127087 3	
		Normal	34010 7956078 0	34010 2127029 3	
Taille 2	Court	34010 7956084 1	34010 2127093 4		
	Normal	34010 7956090 2	34010 2127035 4		
Taille 3	Court	34010 7956109 1	34010 2127101 6		
	Normal	34010 7956115 2	34010 2127041 5		
Taille 4	Court	34010 7956121 3	34010 2127118 4		
	Normal	34010 7956138 1	34010 2127058 3		
Taille 5	Court	34010 7956144 2	34010 2127124 5		
	Normal	34010 7956150 3	34010 2127064 4		
Taille 6	Court	34010 7956167 1	34010 2127130 6		
	Normal	34010 7956173 2	34010 2127070 5		

Collants pied ouvert

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9826210 8	34010 2126691 3	
		Normal	34010 9826144 6	34010 2126627 2	
Taille 2	Court	34010 9826227 6	34010 2126716 3		
	Normal	34010 9826150 7	34010 2126633 3		
Taille 3	Court	34010 9826233 7	34010 2126722 4		
	Normal	34010 9826167 5	34010 2126656 2		
Taille 4	Court	34010 9826256 6	34010 2126739 2		
	Normal	34010 9826173 6	34010 2126662 3		
Taille 5	Court	34010 9826262 7	34010 2126745 3		
	Normal	34010 9826196 5	34010 2126679 1		
Taille 6	Court	34010 9826279 5	34010 2126751 4		
	Normal	34010 9826204 7	34010 2126685 2		

Collants pied fermé

		Chair		Noir	
	Taille 1	Court	34010 9826084 5	34010 2126550 3	
		Normal	34010 9826026 5	34010 2126490 2	
Taille 2	Court	34010 9826090 6	34010 2126567 1		
	Normal	34010 9826032 6	34010 2126509 1		
Taille 3	Court	34010 9826109 5	34010 2126573 2		
	Normal	34010 9826049 4	34010 2126515 2		
Taille 4	Court	34010 9826115 6	34010 2126596 1		
	Normal	34010 9826055 5	34010 2126521 3		
Taille 5	Court	34010 9826121 7	34010 2126604 3		
	Normal	34010 9826061 6	34010 2126538 1		
Taille 6	Court	34010 9826138 5	34010 2126610 4		
	Normal	34010 9826078 4	34010 2126544 2		

Manchon Juzo® Dynamic



Manchon sur mesure (cf fiches de mesures en page 66 et 67), disponible avec ou sans mitaine attenante, en classe 2 et 3, en chair/noir/platine.

Le Juzo® Dynamic, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies lymphatiques. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Tableau des mesures

Longueur en cm	Circonférence en cm							
	Tailles standard							
	I XS	II S	III M	IV L	V XL	VI XXL		
	cG max							
	cG	30-33	32-35	34-37	36-39,5	38-41,5	40-44	large
	cF max	24-26	26-28,5	28-30,5	30-33	32-35	34-37	normal
	cF	28-30,5	30-33	32-35	34-37	36-39,5	38-41,5	large
	cE max	23-25	24,5-27	26-28,5	27,5-30	29-31,5	30,5-33,5	normal
	cE	25-27,5	27-29,5	29-31,5	30,5-33,5	32-35	33,5-36,5	large
	cD max	23-25	24,5-27	26-28,5	27,5-30	29-31,5	30,5-33,5	normal
	cD	25-27,5	27-29,5	29-31,5	30,5-33,5	32-35	33,5-36,5	large
	cC'	23-25	24,5-27	26-28,5	27,5-30	29-31,5	30,5-33,5	normal
	cC	14,5-16	16-17,5	17,5-19	19-20,5	20,5-22	22-24	normal/large

Dynamic (4633) – Classe 3

Manchon sans autofix

	Chair	
Taille 1	Large	34010 7931960 9
	Normal	34010 7931977 7
Taille 2	Large	34010 7931983 8
	Normal	34010 7932008 7
Taille 3	Large	34010 7932014 8
	Normal	34010 7932020 9
Taille 4	Large	34010 7932037 7
	Normal	34010 7932043 8
Taille 5	Large	34010 7932066 7
	Normal	34010 7932072 8
Taille 6	Large	34010 7932089 6
	Normal	34010 7932095 7

Manchon avec autofix
(avec picots)

	Chair	
Taille 1	Large	34010 7932103 9
	Normal	34010 7932126 8
Taille 2	Large	34010 7932132 9
	Normal	34010 7932149 7
Taille 3	Large	34010 7932155 8
	Normal	34010 7932161 9
Taille 4	Large	34010 7932178 7
	Normal	34010 7932184 8
Taille 5	Large	34010 7932190 9
	Normal	34010 7932209 8
Taille 6	Large	34010 7932215 9
	Normal	34010 7932221 0

Manchon de série non remboursé.




CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Parfaite adaptation à toutes les morphologies
- Tricot compact pour un effet massant sur l'œdème
- Pas de striction
- Coutures plates et élastiques pour accompagner le mouvement sans pincer
- Classe 3 supérieure à 32 mmHg et classe 4 supérieure à 55 mmHg

Juzo® Expert (4622 / 4623 / 4624)

La solution pour lymphœdèmes

Le Juzo® Expert, fabriqué en tricotage rectiligne, est particulièrement adapté pour les lymphœdèmes importants.



11 couleurs en classe 2 (non remb.), 3 et 4





Fiche de mesures en page 65, 66, 68, 69, 70 et 71.

Maintien et confort

Compression pour femmes

Compression pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie


Autour du lymphœdème

Grands brûlés

Prise de mesures



Fiche de mesures en page 65, 66, 68, 69, 70 et 71.



Fiche de mesures en page 65, 66, 68, 69, 70 et 71.


Le Juzo® Expert, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies lymphatiques ainsi qu'au traitement cicatriciel des grands brûlés. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Contre-indications de la compression veineuse (HAS 09/2010) :

- l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6
- la microangiopathie diabétique évoluée (pour une pression > 30 mmHg)
- la Phlegmatia coerulea dolens
- la thrombose septique


Tableau des mesures

Mitaine avec passage du pouce




	1 XS	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
① cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
cA	17,5	19	20,5	22	23,5	25
cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22

Mitaine avec doigts ouverts



	1 cX	2 cX	3 cX	4 cX	5 cX	6 cX
①	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
②	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
③	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
④	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
⑤	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7,0
cA	17,5	19	20,5	22	23,5	25
cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22

Mitaine avec doigts fermés



	1		2		3		4		5		6	
	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ
①	6,1	5,1	6,5	5,5	6,9	5,9	7,4	6,4	7,8	6,8	8,2	7,2
②	6,2	4,6	6,7	5,1	7,1	5,5	7,6	6	8	6,4	8,5	6,9
③	6	4,6	6,3	4,9	6,7	5,3	7,1	5,7	7,5	6,1	7,9	6,5
④	5,7	4,5	6	4,8	6,3	5,1	6,7	5,5	7,1	5,9	7,4	6,2
⑤	5,3	4,1	5,5	4,3	5,9	4,7	6,3	5,1	6,7	5,5	7	5,8
cA	17,5		19		20,5		22		23,5		25	
cC	14,5		16		17,5		19		20,5		22	

Expert (4623) – Classe 3

Mitaine avec passage du pouce

Chair	
Taille 1	34010 7956196 1
Taille 2	34010 7956204 3
Taille 3	34010 7956210 4
Taille 4	34010 7956227 2
Taille 5	34010 7956233 3
Taille 6	34010 7956256 2

Mitaine avec doigts ouverts

Chair	
Taille 1	34010 7956262 3
Taille 2	34010 7956279 1
Taille 3	34010 7956285 2
Taille 4	34010 7956291 3
Taille 5	34010 7956316 3
Taille 6	34010 7956322 4

Mitaine avec doigts fermés

Chair	
Taille 1	34010 7956339 2
Taille 2	34010 7956345 3
Taille 3	34010 7956486 3
Taille 4	34010 7956492 4
Taille 5	34010 7956500 6
Taille 6	34010 7956517 4

Mitaines de série non remboursées.

Comparatif produits Juzo® en lymphologie

	Juzo® Soft	Juzo® Dynamic	Juzo® Expert
classes fabriquées	2 et 3	2 et 3	2, 3 et 4
remboursement	en classe 2 et 3	en classe 2 et 3	en classe 3 et 4
technique	circulaire	circulaire	à plat (couture)
fabrication	sur-mesure	série et sur-mesure	sur-mesure
gamme	manchon	manchon, chaussettes, bas, collants manchon et mitaine attenante	manchon, mitaines, gants, chaussettes, bas, collants, hémi-collants, shorty, bermuda, thorax, visage,...
couleurs	chair, noir	platine, chair, noir	blanc, platine, chair, moka, gris, bleu, bleu foncé, rouge, rose, vert, noir, batik
pression en classe 3	> 25 mmHg	> 30 mmHg	> 32 mmHg
avantages	extrême douceur de la microfibre, esthétique, pas d'ourlet en partie distale	esthétique, pas d'ourlet en partie distale	tricot très massant, possibilité de couvrir les morphologies les plus extrêmes, coutures extra-plates

Maintien et confort

Compression
pour femmesCompression
pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie

Autour du
lymphœdème

Grands brûlés

Prise de mesures



Juzo® Arion easy-slide

Pour faciliter la mise en place du manchon

Le nouvel enfile-manchon Juzo® Arion easy-slide permet une mise en place facile et rapide d'un manchon de compression. Grâce à un matériau particulièrement lisse l'enfilage du manchon se fait sans effort physique ni l'aide d'une tierce personne. L'observance (port régulier du manchon) s'en trouve augmentée. L'enfile-manchon Juzo® Arion easy-slide est disponible en 2 tailles pour les adultes et une taille pour les enfants.

CARACTERISTIQUES:

- 2 tailles adultes (**M** : 55,5 cm – **L** : 62,5 cm)
- 1 taille enfants (**XS** : 25,5 cm)
- Matériau très lisse (enfilage facilité) et résistant (anti-déchirures)
- Protège les peaux fragiles
- Utilisable en lymphologie et thérapie cicatricielle
- Laver à la main



Juzo® Expert


Nouveau : 4 motifs à transposer
sur les vêtements compressifs pour enfants

Disponibles pour les manchons, mitaines, thorax, bas, chaussettes et collants en Juzo® Expert.

Les motifs s'appliquent sur le vêtement compressif par thermotransfert juste après la fabrication.

Les vêtements compressifs Juzo® Expert sont disponibles en 11 couleurs :
une exclusivité Juzo® en France !





Juzo® Lymphpad

Pour les lymphœdèmes indurés

Cette plaque en latex synthétique (20 cm x 29,5 cm), munie de petits reliefs, s'applique directement au contact de la peau, sous un bandage réducteur ou un vêtement compressif (manchon, bas,...).

Les reliefs (carrés pour les grandes surfaces, lignes pour les petites surfaces)

- 1) activent la micro-circulation afin d'améliorer le flux lymphatique
- 2) « cassent » la fibrose de l'œdème par le jeu des frottements des reliefs sur la peau

Ce produit est lavable à 40°C et réutilisable. Il peut être découpé au format voulu (par exemple pour couvrir le dos d'une main). Pour les gros volumes (ex : éléphantiasis de la jambe) on peut relier plusieurs plaques ensemble par un sparadrap.

Lymphpad

Chair	
Carré	34015 6326079 0
Ligne	34015 6326062 2



CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Application simplifiée grâce à un système de velcros avec codes couleurs.
- Superposition à 50% pour garantir une couverture de tout le membre.
- Ajustable en cours de journée en fonction de l'évolution de l'œdème.
- Pressions de travail élevée, pression au repos diminuée.
- Disponible en chair et noir

Maintenance et confort

Compression pour femmes

Compression pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie

Autour du lymphœdème

Grands brûlés

Prise de mesures

READYWRAP

Un système de bandes à allongement court munies de velcro

Idéal pour la phase intensive de la thérapie de décongestion (notamment sur les grandes circonférences où le bandage classique est complexe) et dans la phase d'entretien (facilité de l'autobandage).



Bandes légèrement incurvées pour un plus grand confort et une meilleure adhérence.

Armature centrale pour réduire l'allongement des bandes.

Velcros de couleur pour une mise en place simple et rapide.

Bandes à allongement court pour recouvrement de 50% (membres inférieurs)

Pas de remboursement LPPR

PIED

	Placer le talon dans le trou, avec la petite couture le long du talon d'Achille et la grande couture sous la plante du pied.		Fixer les velcros d'abord sans tension pour bien positionner le produit puis tendre les velcros à la pression désirée.	
---	--	---	--	---

MOLLET

	Placer l'armature centrale contre le mollet, fermer d'abord le velcro le plus bas, juste au-dessus de la cheville.		Fermer ensuite les autres velcros, du bas vers le haut, en fixant d'abord le petit velcro (chevauchement 50%) puis le grand (chevauchement 100%).	
---	--	---	---	---

CUISSE

	Placer la sangle la plus courte environ 5 cm au-dessus de la rotule.		Fermer ensuite les autres velcros, du bas vers le haut, en fixant d'abord le petit velcro (chevauchement 50%) puis le grand (chevauchement 100%).	
--	--	--	---	--

GENOU

	Placer la sangle centrale avec le velcro blanc directement sur la rotule.		Fixer les 2 velcros restant en serrant à la pression désirée.	
---	---	---	---	---

En combinaison, la partie GENOU devra être installée après la partie CUISSE.

BRAS

	Glisser le bras dans le liner intégré. Ajuster la couture pour que la partie coude soit bien positionnée		Attacher d'abord le velcro blanc, puis les 2 velcros bleus clairs et enfin les 2 bleus foncés.	
---	--	---	--	---

MAIN

	Placer la main dans le gant puis attacher le velcro du poignet.		Attacher le velcro de la main. Ajuster le velcro du pouce, puis ceux du poignet et de la main. Puis fixer plus précisément le velcro du poignet sur la partie BRAS.	
---	---	---	---	---

En combinaison, la partie MAIN devra être installée après la partie BRAS.

PIED

	longueur*	mesure Y **	mesure cB ***
small	21 cm	28 - 33 cm	18 - 23 cm
medium	23 cm	30 - 38 cm	20 - 28 cm
large	26 cm	35,5 - 43 cm	25,5 - 33 cm
X-large	29 cm	40,5 - 48 cm	30,5 - 38 cm

* talon – base du gros orteil

** talon – cou de pied

*** circonférence cheville, 2 doigts au-dessus de la malléole

MOLLET

	longueur*	mesure cB **	mesure cD ***
small – moyen	30 cm	28 - 33 cm	28 - 38 cm
small – grand	35 cm		
medium – moyen	30 cm	35,5 - 43 cm	38 - 43 cm
medium – grand	35 cm		
large – moyen	30 cm	40,5 - 48 cm	43 - 48 cm
large – grand	35 cm		
X-large – moyen	30 cm	40,5 - 48 cm	48 - 68 cm
X-large – grand	35 cm		

* 2 doigts au-dessus de la malléole jusque sous le creux poplité (5 cm sous la rotule)

** circonférence cheville, 2 doigts au-dessus de la malléole

*** circonférence sous le creux poplité (5 cm sous la rotule)

GENOU

	mesure cD *	mesure cF **
small	28 - 38 cm	40 - 55 cm
medium	38 - 43 cm	50 - 65 cm
large	43 - 48 cm	60 - 75 cm
X-large	48 - 68 cm	70 - 85 cm

* circonférence sous le creux poplité (5 cm sous la rotule)

** circonférence au-dessus du creux poplité (5 cm au-dessus de la rotule)


CUISSE

	longueur*	mesure cF **	mesure cG ***
small – moyen	25 cm	40 - 55 cm	50 - 70 cm
small – grand	30 cm		
medium – moyen	25 cm	50 - 65 cm	60 - 80 cm
medium – grand	30 cm		
large – moyen	25 cm	60 - 75 cm	70 - 90 cm
large – grand	30 cm		
X-large – moyen	25 cm	70 - 85 cm	80 - 100 cm
X-large – grand	30 cm		

* de 5 cm au-dessus de la rotule à la base du pli fessier

** circonférence au-dessus du creux poplité (5 cm au-dessus de la rotule)

*** circonférence à la partie la plus large de la cuisse (environ une largeur de main sous l'entrejambe)



BRAS

	longueur*	mesure cB **	mesure cE ***	mesure cG ****
short – court	43 cm	13,5 - 17 cm	19 - 26 cm	22 - 29 cm
short – moyen		15,5 - 20 cm	24 - 33 cm	26 - 36 cm
short – grand		17,5 - 23 cm	29 - 40 cm	31 - 43 cm
medium – court	46 cm	13,5 - 17 cm	19 - 26 cm	22 - 29 cm
medium – moyen		15,5 - 20 cm	24 - 33 cm	26 - 36 cm
medium – grand		17,5 - 23 cm	29 - 40 cm	31 - 43 cm
large – court	49.5 cm	13,5 - 17 cm	19 - 26 cm	22 - 29 cm
large – moyen		15,5 - 20 cm	19 - 26 cm	26 - 36 cm
large – grand		17,5 - 23 cm	29 - 40 cm	31 - 43 cm

* du poignet à l'aisselle, bras tendu le long du corps, sur la face externe

** circonférence au poignet

*** circonférence au coude

**** circonférence à l'aisselle


MAIN

	longueur*	mesure cC **	mesure cA ***
small	12.5 cm	13,5 - 17 cm	18 - 20 cm
medium	13.5 cm	15,5 - 20 cm	20 - 22 cm
large	14.5 cm	17,5 - 23 cm	22 - 24 cm
X-large	15.5 cm	19,5 - 26 cm	24 - 26 cm

* du poignet (cC) à la base du petit doigt (cA)

** circonférence au poignet

*** circonférence de la main à hauteur du petit doigt



READYWRAP est un système de bandes à compression variable, compression dépendante de la façon dont le produit est appliqué. Il est recommandé de se faire conseiller par un médecin ou un kinésithérapeute avant l'usage.

INDICATIONS : lymphœdème, œdème chronique/aigu, tissus indurés, ulcère veineux, varice, insuffisance veineuse

CONTRE-INDICATIONS : artériopathie oblitérante des membres inférieurs, thrombose veineuse profonde, insuffisance cardiaque, cancer non traité

Lavage à la main, à l'eau chaude et au savon.

Séchage à plat (ne pas utiliser de sèche-linge, ne pas repasser).

Composition : nylon, lycra, polyamide, élasthanne, polyuréthane

READYWRAP, produit de la société SOLARIS, est une orthèse de contention pour le traitement du lymphœdème destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe au produit. Pour plus d'informations consultez votre médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



Maintien et confort

Compression
pour femmesCompression
pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie


Autour du
lymphœdème

Grands brûlés

Prise de mesures

CARESIA

Les bandages CARESIA sont composés d'une enveloppe et d'un système de cubes en mousse. Ils simplifient efficacement la technique des bandages multicouches combinés à des mousses. Pour cela il suffit d'enfiler un bandage CARESIA et d'appliquer par-dessus un bandage à allongement court. Le CARESIA se porte aussi seul, en vêtement de nuit, exerçant alors une très légère pression sur le membre. Les blocs de mousse intégrés dans le CARESIA combattent l'induration des tissus, activent la circulation interstitielle et créent des différences de pressions. CARESIA est, pendant la phase intensive du traitement, plus confortable pour le patient et plus efficace que les bandages classiques.



Le fonctionnement de CARESIA :

- 1) Les morceaux de mousse créent des différentiels de pressions tissulaires très localisés, stimulant les flux interstitiels et diminuant l'induration.
- 2) L'application de bande est facilitée : Careisia diffuse les différences de pression dues à un bandage irrégulier, uniformise l'anatomie (formes plus arrondies) pour une meilleure dégressivité de la pression distalo-proximale.
- 3) Careisia contribue localement à l'étirement des tissus, ouvrant ainsi les capillaires lymphatiques pour une meilleure réabsorption.

Pas de remboursement LPPR



Circonférence de la main

Mesurer la circonférence à la commissure du pouce, le bras le long du corps



Circonférence du poignet

Mesurer la circonférence au poignet, le bras le long du corps



Circonférence au biceps

Mesurer la circonférence la plus large au biceps



Circonférence à la cheville

Mesurer la circonférence à la partie la plus fine de la cheville, le pied à plat



Circonférence au mollet

Mesurer la circonférence la plus large du mollet



Sous le creux poplité

Mesurer la hauteur du sol à la base du creux poplité



Circonférence de la cuisse

Mesurer la circonférence de la cuisse à l'aîne



Hauteur de la cuisse

Mesurer de la base du pli fessier au-dessus du creux poplité



MANCHON-MITAINE

		circonférence main	circonférence poignet	circonférence biceps	longueur
small	droite gauche	jusqu'à 19 cm	jusqu'à 16 cm	jusqu'à 30 cm	56 - 61 cm
medium	droite gauche	jusqu'à 23 cm	jusqu'à 22 cm	jusqu'à 40 cm	
large	droite gauche	jusqu'à 27 cm	jusqu'à 28 cm	jusqu'à 50 cm	

MANCHON

		circonférence poignet	circonférence biceps	longueur
small	droite gauche	jusqu'à 16 cm	jusqu'à 30 cm	45 - 50 cm
medium	droite gauche	jusqu'à 22 cm	jusqu'à 40 cm	
large	droite gauche	jusqu'à 28 cm	jusqu'à 50 cm	

GANT

		circonférence main	circonférence poignet
small	droite gauche	jusqu'à 19 cm	jusqu'à 16 cm
medium	droite gauche	jusqu'à 23 cm	jusqu'à 22 cm
large	droite gauche	jusqu'à 27 cm	jusqu'à 28 cm



MITAINE

		circonférence main	circonférence poignet
small	droite gauche	jusqu'à 19 cm	jusqu'à 16 cm
medium	droite gauche	jusqu'à 23 cm	jusqu'à 22 cm
large	droite gauche	jusqu'à 27 cm	jusqu'à 28 cm



Maintien et confort

Compression pour femmes

Compression pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie

Autour du lymphœdème

Grands brûlés

Prise de mesures

MOLLET

	circonférence cheville	circonférence mollet	circonférence pied	longueur mollet
short - court	22 - 28 cm	28 - 40 cm	20 - 25 cm	jusqu'à 41 cm
short - moyen	28 - 34 cm	40 - 52 cm	25 - 30 cm	
short - grand	34 - 40 cm	52 - 64 cm	30 - 35 cm	
medium - court	22 - 28 cm	28 - 40 cm	20 - 25 cm	41 - 47 cm
medium - moyen	28 - 34 cm	40 - 52 cm	25 - 30 cm	
medium - grand	34 - 40 cm	52 - 64 cm	30 - 35 cm	
large - court	22 - 28 cm	28 - 40 cm	20 - 25 cm	47 - 53 cm
large - moyen	28 - 34 cm	40 - 52 cm	25 - 30 cm	
large - grand	34 - 40 cm	52 - 64 cm	30 - 35 cm	



PIED

	circonférence cheville	longueur pied
small	22 - 28 cm	20 - 25 cm
medium	28 - 34 cm	25 - 30 cm
large	34 - 40 cm	30 - 35 cm



CUISSE

	circonférence à l'aîne	longueur
short - court	50 - 65 cm	23 - 28 cm
short - moyen	65 - 80 cm	23 - 28 cm
short - grand	80 - 95 cm	23 - 28 cm
medium - court	50 - 65 cm	28 - 33 cm
medium - moyen	65 - 80 cm	28 - 33 cm
medium - grand	80 - 95 cm	28 - 33 cm
large - court	50 - 65 cm	33 - 38 cm
large - moyen	65 - 80 cm	33 - 38 cm
large - grand	80 - 95 cm	33 - 38 cm



Il est recommandé de se faire conseiller par un médecin ou un kinésithérapeute avant l'usage de CARESIA.

INDICATIONS : lymphœdème, tissus indurés

CONTRE-INDICATIONS : artériopathie oblitérante des membres inférieurs, thrombose veineuse profonde, insuffisance cardiaque, cancer non traité

Lavage en machine à 30°C.

Séchage à plat (ne pas utiliser de sèche-linge, ne pas repasser).

Composition : meryl, lycra, polyuréthane

CARESIA, produit de la société SOLARIS, est une orthèse de contention pour le traitement du lymphœdème destinée à être portée uniquement le jour avec bandage à allongement court ou la nuit sans bandage. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe au produit. Pour plus d'informations consultez votre médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Tissu favorisant le transfert thermique et l'évacuation de la transpiration, confortable, aéré.
- La microfibre (partie grisée) au contact de la peau contribue à étendre les tissus et favorise l'ouverture des capillaires lymphatiques, stimulant ainsi la réabsorption.
- Casse l'induration tout en protégeant la peau.
- Favorise une meilleure répartition des pressions.

SWELLSPOTS™

Les pièces de rembourrage SwellSpots™ sont des poches contenant des blocs de mousse de différentes tailles. Elles sont appliquées sous des bandages ou des vêtements compressifs afin de remplir les creux et diffuser la pression efficacement.



SP-01 : adapté pour les zones particulièrement difficiles à appareiller (cheville, genou, coude, poitrine, oeil, oreille)



SP-02 : pour le dos, la main ou le pied, existe en version S (10x14 cm) et L (10x19 cm)



SP-03 : pour la paume de la main ou dans un soutien-gorge, existe en version S (7x8 cm) et L (8x9 cm)



SP-04 : forme ovale adaptée à de nombreuses zones (partie cubitale, aine, ...)



SP-05 : pour la partie cubitale, la partie externe de la cuisse ou le tibia, existe en version S (11x36 cm) et L (18x42 cm)



SP-06 : pour les tissus fibrosés après mastectomie mais aussi pour la hanche, le genou ou l'abdomen, existe en version S (18 cm) et L (22 cm)

Pas de remboursement LPPR



SP-08 :
forme recourbée pour l'aine, le cou,
l'omoplate



SP-09 :
pour la poitrine, utilisable des 2 côtés, existe
pour différentes profondeurs de bonnets :
S (A et B), M (Cet D) et L (D et DD)



SP-11 :
pour la poitrine, l'aine, la cuisse ou la
cheville



SP-14 :
forme adaptée au traitement de chaque
orteil individuellement



SP-15F :
pour le traitement du pelvis et des parties
génétales, existe aussi pour homme (SP-15M).



SP-16A :
pour la poitrine, à insérer dans les bonnets
du soutien-gorge



SP-17 :
pour le genou ou le coude



SP-19 :
pour la partie pelvienne, à porter sur ou
sous la culotte



SP-20 :
pour les grandes surfaces fibrosées
(dos, abdomen, cuisse), existe en
S (20x20 cm), M (30x30 cm) et L (40x40 cm)

INDICATIONS : lymphœdème, tissus indurés

CONTRE-INDICATIONS : artériopathie oblitérante des membres inférieurs,
thrombose veineuse profonde, insuffisance cardiaque, cancer non traité

Lavage en machine, sans adoucissant. Rincer deux fois. Séchage possible au
sèche-linge, ne pas repasser.

Juzo® Expert (4622)

Vêtements compressifs pour grands brûlés

Juzo® vous propose toute une catégorie de vêtements compressifs pour grands brûlés dans la catégorie Juzo® Expert 4622 (avec coutures vers l'extérieur).

La technologie de tricotage rectiligne permet une parfaite adaptation à toutes les morphologies tout en garantissant un confort maximum grâce à des coutures extra-plates et élastiques.


L'enfilage est facilité par des mailles resserrées en surface du tricot et de nombreuses options (fermetures éclair, à crochets ou par velcro).

Ces vêtements répondent aux critères du cahier des charges de la LPPR.



Platine





Le Juzo® Expert, produit par la société Julius Zorn GmbH, est une orthèse de compression destinée au traitement des maladies lymphatiques ainsi qu'au traitement cicatriciel des grands brûlés. Ce produit est un dispositif médical de classe I, inscrit au Titre II de la LPPR et donnant lieu sous certaines conditions à remboursement par les organismes d'assurance maladie. Cette orthèse est destinée à être portée uniquement le jour. Nous vous invitons à consulter les instructions figurant dans la notice explicative jointe aux produits. Pour plus d'informations consultez un médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Les indispensables : à commander auprès de votre commercial Juzo® ou auprès de notre centre d'appels



Enfile manchon unitaille
(N° art. 1902)



Soin spécial de peau
(N° art. 9830)



Gants en caoutchouc pour faciliter l'enfilage.
(N° art. 9300)



Planche de mesures
(N° art. 9600)



Enfile bas Juzo® Easy Fit
(N° art. 1890)



Crayon Kajal
(N° art. 8925)



Mètre en papier pour circonférences de doigts
(N° art. 8904)



Solution adhésive pour bas et manchons
(N° art. 9800)



Règle graduée pour hauteurs de doigts
(N° art. 8920)



Produit de lavage pour vêtements compressifs
(N° art. 9000)

Maintenance et confort

Compression pour femmes

Compression pour hommes

Pied ouvert

Lymphologie

Autour du lymphœdème

Grands brûlés

Prise de mesures

La prise de mesures

Pour plus de détails consultez nos films sur notre site internet
<http://www.juzo.com/fr/service/prise-de-mesures/>

Prise de mesures pour membres inférieurs

Les mesures doivent être prises en début de matinée, dans la mesure du possible.

Les mesures principales

Pour les produits de série (bas jarret, bas et collant) les mesures principales sont :

cB : environ 2 cm au-dessus de la malléole, à la partie la plus fine de la jambe.

cC : la partie la plus large du mollet.

ℓD : hauteur du sol jusqu'au début du creux poplité (hauteur pour bas jarret).

cG : la partie la plus large de la cuisse, environ une largeur de main (4 cm) sous l'entrejambe.

ℓG : sol jusqu'à l'entrejambe.

Le sur-mesure

cY : de l'extrémité du talon jusqu'au début du cou-de-pied en passant sous la malléole.

cB' : à l'extrémité du tendon d'Achille, au début du mollet.

cE : creux poplité

cH : la partie la plus large aux hanches


cT : à la taille

En présence d'un ventre important nous conseillons de mesurer au-dessus du ventre pour le recouvrir avec le collant et éviter le glissement.

cA : à la base de l'articulation du petit orteil.

ℓA : simplement si pied ouvert souhaité.

cF : environ à mi-distance de cE et cG.




Prise de mesures pour un couvre-orteils

cA : circonférence du pied à la base du petit orteil.

cX : circonférence à la base de chaque orteil.

cZ : circonférence à l'endroit où s'arrête le couvre-pied, généralement à la base de l'ongle.

Les hauteurs des orteils sont mesurées du côté de la flèche mauve.



Prise de mesures pour un manchon




Prise de mesure légèrement sous tension au niveau des œdèmes.


- cC : à la base du poignet, entre la main et l'extrémité du cubitus
- cC' : 6 cm au-dessus de cC
- cD : environ à mi-distance entre cC et cE
- cE : le bras doit être légèrement plié pour cette mesure, le mètre doit être appliqué sur l'os du coude




- cF : environ à mi-distance entre cE et cG
- cG : placer une feuille cartonnée sous l'aisselle et la ramener sur le bras pour marquer le point de mesure



- cHI : appliquer le mètre du sommet de l'épaule vers l'aisselle du bras opposé (en passant au-dessus de la poitrine) et le passer par le dos pour revenir au sommet de l'épaule.



- GH : appliquer le mètre sur la face extérieure du bras.



Prise de mesures pour une mitaine



Marquer tous les points de mesure avant de commencer.



cX : mesures à la base de chaque doigt

cZ : pour une mitaine doigts fermés c'est la circonférence à la base de l'ongle, pour une mitaine doigts ouverts c'est la circonférence à l'endroit où s'arrête le doigt de la mitaine (jamais dans un pli de phalange).




cA : circonférence de la main à hauteur de la base de l'auriculaire.


cB : circonférence de la main à hauteur de la base du pouce.



Hauteur des doigts : utiliser de préférence une règle graduée sans comprimer la partie de la peau à la base entre les deux doigts. Mesurer la plus faible des deux hauteurs d'un doigt (flèches mauves).



Marquer d'une croix ce qui convient : <input checked="" type="checkbox"/> Quantité : pièces paire No. de commande préalable/de :	Votre no. de commande/nom du patient :	Date :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Classes de compression</th> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>avec pointe <input type="checkbox"/> ouverte* ou <input type="checkbox"/> fermée :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juzo® Dynamic</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4632</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4633</td> </tr> <tr> <td>Juzo® Attractive</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4612</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Couleurs : <input type="checkbox"/> Platine** <input type="checkbox"/> Chair <input type="checkbox"/> Noir</p> <p>* uniquement en Dynamic ** uniquement en Dynamic à partir de 07/2014</p>	Classes de compression	1	2	3	avec pointe <input type="checkbox"/> ouverte* ou <input type="checkbox"/> fermée :				Juzo® Dynamic	-	<input type="checkbox"/> 4632	<input type="checkbox"/> 4633	Juzo® Attractive	-	<input type="checkbox"/> 4612	-	<p>Bas de compression</p> <input type="checkbox"/> autofix avec picots <input type="checkbox"/> autofix avec bandes <input type="checkbox"/> bord tricot <input type="checkbox"/> Bas de compression avec attache-hanches* <p>Culotte pour collant</p> <input type="checkbox"/> culotte standard <input type="checkbox"/> culotte compressive* <input type="checkbox"/> pour grossesse, mesures prises au mois <input type="checkbox"/> entrejambe ouverte* <input type="checkbox"/> avec braguette (pour messieurs)* <input type="checkbox"/> Collant de compression unjambe (jambe + culotte + jambe partielle)		
Classes de compression	1	2	3																
avec pointe <input type="checkbox"/> ouverte* ou <input type="checkbox"/> fermée :																			
Juzo® Dynamic	-	<input type="checkbox"/> 4632	<input type="checkbox"/> 4633																
Juzo® Attractive	-	<input type="checkbox"/> 4612	-																

Circonférences en cm	Longueur en cm	
	gauche	droite
	lT. lH. lG/lK. (pour les collants, indiquer la longueur à l'entrejambe) lF. lE. lD. lC. lB1. lB.
	lA Longueur du pied (du dos du talon jusqu'à cA)	
	lZ Longueur totale du pied (indiquer seulement pour les modèles avec pointe du pied fermée)	

N° client et adresse : 	Remarques :
---	--

Indications :

- Lymphologie
- Grands brûlés (couleur platine)

_____ pièces _____ paire

- Couleurs : Blanc Chair Rouge Bleu
 Gris Rose Bleu foncé
 Moka Noir Platine Vert

- Batique
(en association avec toutes les couleurs sauf chair)

- Chaussette coupeure en biais
- Bas coupeure en biais
- Collant

- Panty (short)
- Collant de compression unijambe
(jambe + culotte + jambe partielle)

- à partir de « D » avec tricot à compression réduite

- autofix avec picots
- autofix avec bandes

- Attache-hanches

Culotte de collant

Partie abdominale K-T

- CLC 2 CLC 3

- ourlet standard sans ruban à « T »
- ruban élastique et ceinture
- entrejambe ouverte
- poche pour parties génitales
- fermeture velcro (devant, au milieu)
- fermeture-éclair avec agrafes
(pas disponible si ruban élastique et ceinture)

Pointe du pied

- avec pointe ouverte avec pointe fermée
- avec coupure distale en biais

« $\varnothing A$ » gauche _____ cm intérieur
 _____ cm extérieur
 « $\varnothing A$ » droite _____ cm intérieur
 _____ cm extérieur

Pelotes compressives malléolaires

- gauche** intérieur extérieur
droite intérieur extérieur

N° client et adresse


Date : _____

No. de comm./ nom du patient: _____

Expert	Classes de compression		
	2	3	4
	<input type="checkbox"/> 4622 (non remb.)	<input type="checkbox"/> 4623	<input type="checkbox"/> 4624

Patient masculin
 féminin

No. de commande antérieure: _____

Circonférences en cm		Longueur de la partie abdominale K-T en cm		
gauche	droite			
		devant		
		derrière		
		Longueur en cm		
		gauche droite		
		lT		
		lH		
		lG/lK		(pour les collants, indiquer la longueur à l'entrejambe)
		lF		
		lE		
		lD		
lC				
lB1				
lB				
		lA longueur du pied (dos de talon jusque cA)		
		lZ longueur du pied total (Indiquez seulement si pointe fermée)		

Remarques : _____

Quantité : pièces gauche droite

No. de commande antérieure :

Marquer d'une croix ce qui convient :

Classes de compression

2 3 4

sans couture

Juzo® Soft

4682

4683

–

Juzo® Dynamic

4632

4633

–

Couleurs : Chair Noir Platine*

avec couture

Juzo® Expert

4622

4623

4624

(non remb.)

Blanc Chair Rouge

Rose Bleu Gris

Bleu foncé Moka Noir

Platine Vert

Batique

(en association avec toutes les couleurs
sauf chair)

*uniquement en Dynamic

Indications : Lymphologie Grands brûlés (couleur platine)

Type :

ourlet tricot autofix avec picots

coupure proximale en biais**

couture sur la face extérieure du bras**

(avec courbure anatomique au milieu du coude, seulement pour
manchon sans mitaine attenante)

avec épaulière et bandoulière (Préciser le circonférence cHI)

avec épaulière à fixer avec la bretelle du soutien-gorge
(largeur bretelle cm)


standard

avec autofix à bandes silicone

avec courbure anatomique au milieu du coude 30°**

** Disponible pour tous les modèles de manchons Expert

Circonférences en cm



N° client et adresse :

Remarques :

.....

Quantité :

..... pièces gauche droite

No. de commande antérieure :

.....

Marquer d'une croix ce qui convient :

Classes de compression

2

3


sans couture

Juzo® Dynamic
(Uniquement en mitaine avec pouce,
attachante au manchon Dynamic

4632

4633

Couleur : Platine Noir Chair




Remarques :

.....
.....
.....
.....
.....

N° client et adresse :

.....
.....
.....
.....
.....

Circonférences en cm



Quantité : pièces gauche droite

No. de commande antérieure :

Marquer d'une croix ce qui convient :

Classes de compression

2

3

avec couture

Juzo[®] Expert

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> Chair | <input type="checkbox"/> Rouge | <input type="checkbox"/> Bleu |
| <input type="checkbox"/> Gris | <input type="checkbox"/> Rose | <input type="checkbox"/> Bleu foncé | <input type="checkbox"/> Moka |
| <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> Platine | <input type="checkbox"/> Vert | |

4622
(non remb.)

4623

Indications : Lymphologie Grands brûlés (couleur platine)

Type :


- Mitaine avec pouce
- Mitaine avec doigts ouverts
- Mitaine avec doigts fermés
- Manchon attachant
- Manchon séparé
- avec fermeture-éclair



Pelote compressive pour la main, recouverte d'un tissu élastique, livrée séparée ou dans une poche, 2 tailles standard :

- Pelote court : longueur 10 cm, largeur 8 cm
- Pelote long : longueur 17 cm, largeur 8 cm
- Pelote séparée
- Pelote dans une poche cousue
- Pelote dans une poche ouverte

Mitaine de compression



N° client et adresse :

Remarques :

Quantité : pièces gauche droite

No. de commande préalable antérieure :

Marquer d'une croix ce qui convient :

Classes de compression
2 3

avec couture

Juzo® Expert

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> Chair | <input type="checkbox"/> Rouge | <input type="checkbox"/> Bleu |
| <input type="checkbox"/> Gris | <input type="checkbox"/> Vert | <input type="checkbox"/> Rose | <input type="checkbox"/> Bleu foncé |
| <input type="checkbox"/> Moka | <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> Platine | |


- | | |
|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4622
(non remb.) | <input type="checkbox"/> 4623 |
|--|-------------------------------|

Indications : Lymphologie Grands brûlés (couleur platine)

Type :

- avec orteils ouverts
- avec orteils fermés
- sans le petit orteil (pour l'orteil seule une ouverture est prévue)
- cousue avec chaussette/bas/collant Expert

Couvre-pied



N° client et adresse :

Remarques :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nombre de pièces :

Cocher selon vos souhaits :

Classes de compression

2

3

- Juzo® Expert : Blanc Chair Rouge
 Rose Bleu Gris
 Bleu foncé Moka Noir
 Platine Vert

4622

4623

Pathologie :

- Lymphologie Grands brûlés (couleur platine)

Options :

- ouverture : thorax dos
 fermeture-éclair fermeture crochets velcro

- avec manches (courtes/longues)
 sans manches (non recommandé car perte de pression)
 avec ouvertures poitrine, bonnets
 avec bonnets sans couture, bonnets
 (avec manches au moins jusqu'à « F »)

- avec col fermé

circonférence du cou : cm

hauteur du col: cm
 (mesures \varnothing QU et \varnothing RS superflues)

- velcro en « T » pour fixation à la culotte d'un collant.
 Joindre un croquis avec mesures.

- autofix en « T »
 partie dorsale non élastique

coutures en extérieur


- avec gousset (longueur: 28 cm, largeur: 10 cm)
 fixation body (gousset à fermeture crochets)
 Taille (sol-tête) : cm
 courbure anatomique au coude

Remarques :


Société, adresse :

.....

Gilet



Manchons de compression / manches



Nombre de pièces :

Commande précédente N°/date: :

Cocher selon vos souhaits :

Classe de compression
2

- Juzo® Expert :
- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> Chair | <input type="checkbox"/> Rouge |
| <input type="checkbox"/> Rose | <input type="checkbox"/> Bleu | <input type="checkbox"/> Gris |
| <input type="checkbox"/> Bleu foncé | <input type="checkbox"/> Moka | <input type="checkbox"/> Noir |
| <input type="checkbox"/> Platine | <input type="checkbox"/> Vert | |

4622

Indications :

- Grands brûlés (couleur platine)
 Lymphologie

Hauteur du cou


(mesurée devant)

ℓAB = cm ℓBC = cm ℓCD = cm


Hauteur serre-tête

(du point « D' » en passant par-dessus la tête jusqu'au point « D' » de l'autre côté)

ℓD' D' = cm



Cou et menton




Cagoule avec « champ de vision libre »

front et derrière de tête ouvert fermé

ℓDE = cm

ℓEE' = cm



Cagoule intégrale

front et derrière de tête ouvert fermé

ℓEE' = cm

avec ouverture : yeux bouche nez

partie nez : M¹ = cm M² = cm

Remarques :

.....
.....
.....

Société, adresse :

Cagoule


Fermetures :

- fermeture-éclair fermeture crochets

ouverture oreilles

- oui hauteur cm
 non largeur cm

Circonférences



Largeurs

K = cm

M = cm

N = cm

P = cm

Hauteurs

S = cm

T = cm

U = cm





Tableau des mesures

Juzo® Attractive • Juzo® Fascination • Juzo® Fascination Motif

Tailles		0	I	II	III	IV	V
	Cuisse (g)	35-47	40-53	46-57	50-62	54-67	58-75
	Partie la plus large du mollet (c)	25-30	28-33	31-36	34-39	36-43	39-46
	Cheville (b)	17-20	19-22	21-24,5	23,5-26	25-29	28-33


Hauteur	court	normal	
bas/collant (H*)	< 72	≥ 72	*H : hauteur sol – entrejambe
chaussettes (D**)	< 39	≥ 39	**D : hauteur sol – creux poplité

Juzo® Soft • Juzo® Confort 2 ■

Tailles		0	I	II	III	IV	V	VI
	Cuisse (g)	35-42	41-48	45-52	47-56	54-63	57-66	63-73
	Partie la plus large du mollet (c)	26-31	29-34	32-38	34-43	38-47	41-50	44-53
	Cheville (b)	16-18	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33

Hauteur	court	normal	
bas/collant (H*)	< 72	≥ 72	*H : hauteur sol – entrejambe
chaussettes (D**)	< 40	≥ 40	**D : hauteur sol – creux poplité

Juzo® Dynamic • Juzo® Confort Coton ■

Tailles		I	II	III	IV	V	VI
	Cuisse (g)	43-56	47-62	49-66	55-73	59-77	64-82
	Cuisse avec autofix mixte (g)	43-49	47-53	49-57	55-63	59-67	64-72
	Partie la plus large du mollet (c)	27-34	29-37	33-41	36-45	39-47	42-50
	Cheville (b)	18-20	20-22	22-24,5	24,5-27	27-30	30-33

Hauteur	court	normal	
bas/collant (H*)	66-72	72-83	*H : hauteur sol – entrejambe
chaussettes (D**)	34-40	40-46	**D : hauteur sol – creux poplité

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE

Julius Zorn GmbH, 86551 Aichach, Allemagne

Mai 2014

1. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « **CGV** ») ont vocation à régir toutes les ventes de produits Juzo®, (ci-après les « **Produits** » et « **Juzo**® »). Toute Commande implique l'acceptation sans réserve de l'Acheteur de chacune des clauses des présentes CGV qui prévalent sur toute stipulation contraire contenue dans un autre document de l'Acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat et à l'exception des seules dérogations acceptées, expressément écrites de Juzo®.

2. COMMANDES

2.1 L'Acheteur passera commande des Produits par écrit auprès de Juzo® à l'adresse suivante :

Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach (Allemagne).

Les commandes pourront également être envoyées :

- par télécopie, au **0800 901960**
- par courriel, à l'adresse suivante : vente@juzo.com
- par téléphone : 0800 902599

Tous problèmes ou réclamations relatifs aux commandes ou aux expéditions devront être signalés à ces mêmes adresses.

2.2 Les prix et renseignements portés sur l'ensemble des publicités réalisées par Juzo® (catalogues, prospectus tarifs, site internet) ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être la cause de réclamations. Juzo® se réserve le droit d'apporter toutes les modifications de conception ou de fabrication, de forme, de dimensions, ou de matière des Produits dont les descriptions figurent sur ces publicités résultant d'améliorations de la technologie ou d'exigences légales et réglementaires.

3. LIVRAISONS

3.1 La livraison s'effectue lors de l'enlèvement des Produits dans les locaux de l'Acheteur ou dans tout autre lieu de livraison convenu. Le transport des Produits est organisé par Juzo®. La livraison et le transfert des risques sont réputés intervenir lors de l'enlèvement des Produits des locaux de Juzo® et ce quel que soit le mode de transport et que ce soit franco ou port dû par l'Acheteur.

Les frais dus à l'utilisation d'un mode de transport exceptionnel demandé par l'Acheteur seront à la charge de celui-ci. Toute augmentation de coûts qui n'est pas imputable à Juzo® peut entraîner une modification des montants mentionnés ci-dessus.

3.2 Les Produits sont livrés franco de port sous réserve que le montant remis sur la facture des produits livrés atteigne un montant supérieur à 40 euros hors taxes. Dans le cas où la commande n'atteint pas ce montant, la facture sera majorée de :

- 5 euros pour toute commande d'un montant inférieur ou égal à 40 euros;

3.3 La responsabilité de Juzo® ne pourra être engagée par l'Acheteur du fait de l'organisation du transport ou du choix de l'assurance.

- 3.4** Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Juzo® est autorisé à procéder à des livraisons globales ou partielles.
- 3.5** Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif par Juzo®. Par conséquent, les dépassements de délai de livraison ne pourront en aucun cas donner droit à une annulation de commandes en cours, à un refus d'enlèvement des produits par l'acheteur ou donner lieu à dommages-intérêts. En cas de retard dans l'acheminement, l'Acheteur devra en avertir Juzo® dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la facture. De son côté, Juzo® avertira l'Acheteur dans les meilleurs délais de tout retard de livraison.
- 3.6** Si la livraison est retardée à la demande de l'Acheteur ou pour toute autre cause imputable à ce dernier, les Produits seront, s'il y a lieu, emmagasinés, manutentionnés et transportés aux frais et risques de l'Acheteur, Juzo® déclinant toute responsabilité consécutive à ce retard.
- 3.7** En toute hypothèse, la livraison des Produits ne peut intervenir que si l'Acheteur est à jour de toutes ses obligations envers Juzo®.

4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 Prix

Les prix s'entendent toutes taxes comprises mais hors TVA, départ usine de Julius Zorn GmbH. Les Produits sont facturés au tarif en vigueur au jour de la livraison, conformément au barème de prix qui fait partie intégrante des présentes CGV et que l'Acheteur accepte.

4.2 Délais de paiement

Les factures sont envoyées à l'Acheteur avec l'envoi des produits. Les factures sont payables à 30 jours fin de mois date de réception du Produit, sous réserve que Juzo® dispose d'informations suffisantes quant à la solvabilité de l'Acheteur.

4.3 Escompte et pénalités de retard

Un escompte de 2% du montant net facturé hors TVA est consenti uniquement pour les paiements par LCR dans le délai de 30 jours fin de mois à compter de la date de réception du Produit.

L'Acheteur ne sera libéré d'aucune obligation de paiement en pratiquant compensation avec quelque créance que ce soit qu'il détiendrait à l'encontre de Juzo®. Aucun différé de règlement ne sera admis, même au motif de contestation portant sur la commande correspondante ou sur d'autres commandes.

Pour tout retard de paiement d'une quelconque échéance, il sera dû à Juzo®, à titre de pénalités de retard, un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de „10“ points de pourcentage, sans préjudice du droit de Juzo® de réclamer en justice le paiement de dommages-intérêts. Les pénalités de retard seront exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

L'Acheteur sera redevable de tous frais et coût avancés par Juzo® pour le recouvrement ou les tentatives de recouvrement des sommes impayées ou des règlements tardifs.

Juzo® pourra en outre, en cas de simple répétition d'incidents ou de retards de paiement, ainsi qu'en cas de survenance de tout événement laissant raisonnablement craindre la dégradation de la solvabilité de l'Acheteur, revoir intégralement les conditions de délai et de mode de règlement jusqu'alors consenties à l'Acheteur, et notamment exiger le paiement immédiat de l'intégralité des montants échus ainsi que le paiement en avance et contre garantie de l'Acheteur de toutes nouvelles commandes.

En cas de non-paiement d'une seule échéance, Juzo® pourra, après l'envoi d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant huit jours à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée, suspendre ou annuler les commandes en cours et prononcer la résolution de la vente, sans préjudice de tout autre recours et dommages et intérêts.

5. GARANTIE ET RESPONSABILITE

- 5.1** Les produits sont garantis conformes aux spécifications figurant sur les notices techniques, et/ou, le cas échéant, aux spécifications particulières convenues par écrit avec l'Acheteur. La responsabilité de Juzo® est limitée au seul remplacement des produits non-conformes aux spécifications susvisées.
- 5.2** Les Produits sont garantis pièces et main d'oeuvre à l'exclusion de toutes indemnités ou dommages intérêts, contre tout défaut de fabrication, dans les conditions et pendant la durée spécifiées dans les documents commerciaux s'y rapportant.
- 5.3** Les Produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée maximale d'utilisation de 6 mois à compter de la date de livraison du produit par l'Acheteur, et pas au-delà d'une durée de 36 mois après fabrication. L'Acheteur doit inspecter les Produits à leur livraison et avertir Juzo® par un écrit accompagné des pièces justificatives de tout défaut constaté dans un délai de 8 jours à compter de la livraison du Produit. Les interventions au titre de la présente garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger ou reconduire la durée de celle-ci. La reprise par Juzo® du Produit prétendument défectueux nécessite l'accord écrit préalable de Juzo®.
Le produit devra impérativement avoir été nettoyé avant d'être renvoyé à Juzo® pour remplacement.
- 5.4** Sont exclus de la présente garantie, les défauts ou les détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur, tels que notamment un entretien défectueux, une négligence de l'utilisateur, une utilisation anormale, une intervention sur le Produit sans autorisation, ainsi que des dégâts dus aux transports ou aux intempéries.
- 5.5** La responsabilité de Juzo® ne pourra pas être engagée pour les dommages directs ou indirects de toute nature subis par l'Acheteur du fait de la livraison ou de l'utilisation du Produit défectueux, notamment, mais sans que cela soit exclusif, l'impossibilité d'utilisation du Produit, la perte de profit, d'économies, de chiffre d'affaires ou de clientèle, ou les dommages subis par un tiers dont la réparation est demandée à l'Acheteur. Ceci ne vaut en cas de décès ou d'atteinte corporelle dus au Produit ou lorsque le dommage causé est dû à une violation intentionnelle ou une négligence grave de la part de Juzo® ou de ses agents d'exécution.

6. RESERVE DE PROPRIETE

- 6.1** Les Produits restent la propriété de Juzo® jusqu'au complet paiement du prix en principal, de ses intérêts et accessoires. Les Produits en stock seront réputés correspondre aux Produits impayés. En cas de non-paiement par l'Acheteur et sans préjudice de tous ses autres droits, Juzo® pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des Produits aux frais et risques de l'Acheteur. Juzo® pourra immédiatement et unilatéralement faire dresser un inventaire des Produits impayés détenus par l'Acheteur.
- 6.2** Par ailleurs, les Produits pourront être revendus dans les conditions prévues par l'article L.624-16 du Code de commerce.
- 6.3** Nonobstant la clause de réserve de propriété, Juzo® transfère les risques afférents aux Produits dès leur livraison à l'Acheteur.
- 6.4** En cas de saisie conservatoire, de saisie-vente ou de toute mesure d'exécution ou de toute autre intervention d'un tiers sur les Produits, l'Acheteur devra impérativement en informer Juzo® sans délai afin de lui permettre de s'opposer et de préserver ses droits. L'Acheteur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des Produits.

7. PUBLICITE SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX

Tout acheteur qui commercialiserait les produits Juzo® sur internet s'engage à ce que la présentation des produits Juzo® sur son site internet respecte les règles sur la publicité des dispositifs médicaux introduites par la loi du 29/12/2011 et ses décrets d'application 2012-743 et 2012-744 du 9/5/2012 et deux arrêtés du 24/9/2012.

Tout acheteur désirant faire de la publicité sur les produits Juzo®, sur son point de vente ou sur un support papier, s'engage à soumettre à Juzo® cette publicité pour validation au moins 6 semaines avant sa parution. Cette publicité doit respecter les règles sur la publicité des dispositifs médicaux introduites par la loi du 29/12/2011 et ses décrets d'application 2012-743 et 2012-744 du 9/5/2012 et deux arrêtés du 24/9/2012.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1** En cas de survenance d'un événement de Force Majeure, Juzo® aura le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre des commandes et sera délié de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison des produits.
Juzo®, dans la mesure de ses moyens, tiendra l'Acheteur informé dès que possible de la survenance du ou des événements de Force Majeure.
- 8.2** Les cas de Force Majeure incluent notamment mais non exclusivement, les décisions de l'autorité publique, les grèves et conflits collectifs sociaux de toute nature, les lock-out, les réquisitions, les fermetures techniques d'usine ou d'installations, les perturbations dans la production des produits ou les retards dans la fourniture de produits essentiels, les accidents d'outillage et de rebuts de pièces importantes en cours de fabrication ainsi que toutes les causes amenant à un chômage total ou partiel pour Juzo® ou l'un de ses fournisseurs ou sous-traitants.
Le délai de livraison est prolongé pour la durée d'existence des événements et /ou obstacles. Juzo® tiendra l'Acheteur au courant, dès que possible, de la survenance des cas ou événements invoqués et, ensemble, ils examineront les conséquences de ceux-ci.

9. JURIDICTION COMPETENTE

- 9.1** Tout litige se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution des présentes CGV ou à une opération à laquelle les présentes CGV ont vocation à s'appliquer, sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents du ressort de la ville d'Augsburg (République Fédérale d'Allemagne), même en cas de référé et nonobstant pluralité d'instances ou de parties, ou d'appel en garantie.
- 9.2** Tout litige se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution des présentes CGV ou à une opération à laquelle les présentes CGV ont vocation à s'appliquer, et pour lequel l'Acheteur est une personne morale de droit public, Juzo® pourra également tenter une action devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Acheteur.

10. DROIT APPLICABLE

Les présentes CGV ainsi que toutes les commandes qui y sont soumises sont régies par le droit allemand, à l'exclusion de la législation allemande régissant la vente internationale de marchandises.

11. INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'un traité, d'une loi ou d'un règlement, ou encore en suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

VOS NOTES PERSONNELLES



COLORIS ET AUTOFIX

Gamme Juzo®		Light Line	Fascination	Attractive	Confort 2	Confort Coton	Soft	Dynamic	Expert
Couleurs standard	Blanc								
	Coolgrey								
	Platine								
	Sable								
	Chair								
	Miel								
	Sépia								
	Naturel								
	Bronzé								
	Cachemire								
	Cannelle								
	Fumé								
	Violine								
	Rose								
	Rouge								
	Bleu								
	Bleu foncé								
	Marine								
	Vert								
	Gris								
Anthracite									
Graphite									
Romance									
Taupe									
Moka									
Ebène									
Noir									
Autofix	Bord tricot								
	Autofix avec picots								
	Autofix avec bandes								

De légères différences de couleurs peuvent apparaître entre le catalogue et les produits.



Le siège avec la production



Le stock



Le stock



La préparation des bobines



Conversion des mesures anatomiques en mesures de fabrication



Le laboratoire



Le centre d'appels Europe



La présentation Juzo sur une exposition

Juzo®
Plus de 100 ans d'expérience en
compression veineuse

Julius Zorn GmbH

Juliusplatz 1
86551 Aichach
Allemagne

www.juzo.com/fr

Centre d'appels France :

Tél : 0800 90 25 99
Fax : 0800 90 19 60
E-Mail : vente@juzo.com

N° de compte : 00118766500

Clé Rib : 06

Code Banque : 17629

Code Guichet : 00001

IBAN : FR76 1762 9000 0100 1187 6650 006

TVA intracommunautaire : DE 127486729